



مهرآزماتپ

لیست محصولات سازمان فروش آزمایشگاهی مهرآزماتپ

همزن مغناطیسی

- همزن مغناطیسی بدون هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی
- همزن مغناطیسی دو خانه بدون هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی
- همزن مغناطیسی سه خانه بدون هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی
- همزن مغناطیسی با هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی
- همزن مغناطیسی دو خانه با هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی
- همزن مغناطیسی سه خانه با هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی



هود



- هود شیمیایی کوچک استاندارد فلزی ۸۰*۵۴*۱۸۰ CM / بزرگ استاندارد
- هود شیمیایی بزرگ استاندارد فلزی ۱۲۰*۷۰*۲۲۰ CM / بزرگ استاندارد
- هود شیمیایی چوبی عرض ۱۵۰ - عرض ۱۸۰
- هود لامینار کلاس II عرض ۹۰ - عرض ۱۰۰ - عرض ۱۱۰
- هود لامینار کلاس II عرض ۹۰

متفرقه



- لوپ سوز
- میکسر هماتولوژی
- میز توزین ۹۰*۹۰*۸۰
- اتاقک P.C.R با درب دستی (Workstation) / با سیستم کنترلر دیجیتالی





مهرآزماب

لیست محصولات سازمان فروش آزمایشگاهی مهرآزماب

سانتریفیوژ

سانتریفیوژ میکروهماتوکریت با سیستم کنترلر دیجیتالی

سانتریفیوژ ۸ شاخه یونیورسال با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ ۱۲ شاخه یونیورسال با هد ثابت و سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ ۱۶ شاخه یونیورسال با هد ثابت و سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ ۱۶ شاخه یونیورسال با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ ۱۶ شاخه با بکد بلند، هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ ۴ شاخه ۵۰ سی سی، با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ ۲۴ شاخه یونیورسال، با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند



سروپیوژ

سروپیوژ ۱۸ شاخه، با هد ثابت و سیستم کنترلر دیجیتالی

سروپیوژ ۲۴ شاخه، با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند



شیکر لوله

شیکر لوله یک زمانه (۱ حالت) با سیستم کنترلر آنالوگ

شیکر لوله دو زمانه (۲ حالت) با سیستم کنترلر آنالوگ



هات پلیت

هات پلیت مدور به قطر ۱۶ CM با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی

هات پلیت مدور به قطر ۵/۲۱ CM با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی

هات پلیت مستطیل به قطر ۲۴*۳۸ CM با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی





مهرآزماباب

لیست محصولات سازمان فروش آزمایشگاهی مهرآزماباب

آون (فور)



آون ۲۵ لیتری با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند

آون ۵۵ لیتری با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند

آون ۸۵ لیتری با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند

آون ۱۰۰ لیتری با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند

اینکوباتور



اتو (اینکوباتور) ۲۵ لیتری ۷۰ c با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / هوشمند

اتو (اینکوباتور) ۵۵ لیتری ۷۰ c با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / هوشمند

اتو (اینکوباتور) ۸۵ لیتری ۷۰ c با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / هوشمند

اتو (اینکوباتور) ۱۰۰ لیتری ۷۰ c با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / هوشمند

اتو (اینکوباتور) شیکردار ۵۵ لیتری ۷۰ c با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / هوشمند

بن ماری



بن ماری جوش ۶ خانه با سیستم کنترلر آنالوگ / با سیستم کنترلر دیجیتالی

بن ماری جوش ۸ خانه با سیستم کنترلر آنالوگ / با سیستم کنترلر دیجیتالی

بن ماری جوش دربدار با سیستم کنترلر آنالوگ / با سیستم کنترلر دیجیتالی

بن ماری سرلوژی با دقت دهم درجه و سیستم سیرکولیشن و کنترلر دیجیتالی

بن ماری شیکردار با دقت دهم درجه و سیستم کنترلر دیجیتالی

روتاتور



روتاتور خطی با سیستم کنترلر دیجیتالی

روتاتور الاکلنگی با سیستم کنترلر دیجیتالی

روتاتور V.D.R.L با سیستم کنترلر دیجیتالی

روتاتور (شیکر ارلن بالن) با سیستم کنترلر دیجیتالی





لیست محصولات سازمان فروش آزمایشگاهی مهرآزماب

یخچال آزمایشگاهی مهرآزما

یخچال مخصوص آزمایشگاهی مجهز به سیستم هوشمند اعلام دما و رطوبت (دیتالاگر) و سینی ریجنت مخصوص کیت



سنسور دما ترموستات




این ترموستات دیجیتال برای اندازه گیری و کنترل دما یخچال آلب م مهم ترین اهمیت آن این است که با محیط خیلی سرد کاملا سازگاری د عملکرد خود اختلالی ندارد. این دستگاه مزیت های دیگری همچون هد برای اندازه گیری دماهای بالاتر از حد مجاز، آگرم خرابی سنسور، کلید باز تنظیمات کارخانه و کلید ریستوری را دارا می باشد.

ویژگی ها:

- حالت سرمایشی و گرمایشی قابل انتخاب
- قابلیت تنظیم حد بالا و پایین دمایی، به منظور جلوگیری از ناسازگاری
- حفاظت از تاخیر کمپرسور
- قابلیت راه اندازی کمپرسور 10A-220V

سیستم هوشمند دیتالاگر



- صفحه نمایشگر گرافیکی
- قابلیت نمایش دوسنسور دما و رطوبت
- بازه دمایی از ۴۵- تا ۸۰ درجه سانتی گراد
- حافظه داخلی برای حفظ داده ها به مدت ۱۰ سال
- هشدار به صورت پیامک و تماس در وضعیت حاد دمایی
- دارای باتری داخلی در صورت قطع برق به مدت ۵ ساعت
- قابلیت انتقال اطلاعات دمایی به سه روش WiFi، Ram و سایت
- قابلیت پرستش دما از طریق پیامک و اطلاع از دما در هر زمان
- دارای نرم افزار اندرویدی و کامپیوتری در یخچال آزمایشگاهی

1 میزان دما داخل یخچال

2 میزان رطوبت داخل یخچال

سینی مخصوص



این سینی های مخصوص به دلیل جنس پلکسی شفاف می توان آن را در وضد عفونی کرد. این سینی ها دارای ۲۱ شیار برای جایابی قفسه های، یک از بزرگترین مزیت وجود این سینی ها کمتر نیاز شدن درب یخچال مر باعث یکسان ماندن دما و رطوبت داخل یخچال می شود.

1 محل قرارگیری ریجنت ها

2 محل قرارگیری استاندارد ها

3 محل قرارگیری سرم کنترل های اضافی و ...

4 محل قرارگیری محلول های داخل کیت



مهرآزماتپ

لیست محصولات سازمان فروش آزمایشگاهی مهرآزماتپ

کیت های هورمونی



کیت های تولیدی پیشتاز طب

کیت های تولیدی منوکیت

کیت های تولیدی ایده آل

کیت های وارداتی منوبایند

کیت های وارداتی آنسکو

کیت های تولیدی نوپان نگین پارسین

کیت های تولیدی پادتن گستر ایثار (PGI)

کیت های تولیدی پیشگامان سنجش (PSI)

کیت های تولیدی پادتن علم

کیت های تولیدی دیازیست

کیت های بیوشیمی



کیت های پارس آزمون

کیت های بایرکس

کیت های پادکو

کیت های Biomed

کیت های شرکت من

کیت های Oudit

کیت های Aptec

کیت های زیست شیمی

کیت های سران تشخیص (ST)

کیت های ریتون (RITON)

کیت های بیونیک

کیت های فیشر

کیت های دیازیم

کیت های درمان فرازکاو

کیت های دیالب





عاملیت های فروش واحد آزمایشگاهی

عاملیت فروش محصولات تولیدی ظریف پلیمر با برند تجاری Bekr
 عاملیت فروش محصولات تولیدی کاریزمهر
 عاملیت فروش محصولات تولیدی فرازبین کیمیا
 عاملیت فروش محصولات تولیدی فرزانه آرمان
 عاملیت فروش محصولات تولیدی مادطب
 عاملیت فروش محصولات وارداتی شرکت فرتاش داد
 عاملیت فروش لوله های وکیوم و ساده وارداتی برند Kima
 عاملیت فروش لوله های وکیوم و ساده وارداتی برند Xinle
 عاملیت فروش محصولات تولیدی Bio Test
 عاملیت فروش نوار ادرارهای بهین پژوهان
 عاملیت فروش نوار ادرار وارداتی MN آلمان
 عاملیت فروش محیط کشت های وارداتی Conda اسپانیا
 عاملیت فروش محصولات تولیدی پارس طب
 عاملیت فروش محلول های شیمیایی تولیدی شیمی پژوهش آسیا
 عاملیت فروش محلول های شیمیایی تولیدی دکتر مجلی
 عاملیت فروش محلول های دستگاهی برند MNT
 عاملیت فروش محصولات وارداتی Randox
 عاملیت فروش سرنگ های میبد یاس
 عاملیت فروش محصولات تولیدی شرکت صبا
 عاملیت فروش پنل های مورفین حنان طب
 عاملیت فروش راپید تست های Vitrotec
 عاملیت فروش تروپونین وارداتی آلفا
 عاملیت فروش محلول های دستگاه کارتیوم از شرکت پریان طب
 عاملیت فروش کاغذهای حرارتی تولیدی رایان فرم

عاملیت فروش کیت های تولیدی پیشتازطب
 عاملیت فروش کیت های تولیدی منوکیت
 عاملیت فروش کیت های تولیدی ایده آل
 عاملیت فروش کیت های وارداتی منوبایند، آئسکو، فیشرودیاژیم
 عاملیت فروش کیت های تولیدی نوین نگین پارسیان
 عاملیت فروش کیت های تولیدی پادتن گستر ایثار (PGI)
 عاملیت فروش کیت های تولیدی پیشگامان سنجش (PSI)
 عاملیت فروش کیت های تولیدی پادتن علم
 عاملیت فروش کیت های تولیدی دیازیست
 عاملیت فروش کیت های بیوشیمی پارس آزمون
 عاملیت فروش کیت های بیوشیمی بایرکس
 عاملیت فروش کیت های بیوشیمی پادکو
 عاملیت فروش کیت های بیوشیمی بایومد
 عاملیت فروش محصولات تولیدی شرکت من
 عاملیت فروش کیت های بیوشیمی اودیت
 عاملیت فروش کیت های بیوشیمی اپتک
 عاملیت فروش کیت های بیوشیمی زیست شیمی
 عاملیت فروش کیت های بیوشیمی سران تشخیص (ST)
 عاملیت فروش محصولات فراسامد
 عاملیت فروش کیت های بیوشیمی ریتون (RITON)
 عاملیت فروش کیت های بیوشیمی بیونیک
 عاملیت فروش محصولات تولیدی پادتن طب
 عاملیت فروش پودرهای دکستروز تولیدی دکستروز ایران
 عاملیت فروش محصولات تولیدی شرکت حیان
 عاملیت فروش سفتی باکس های تولیدی Bio Safe
 عاملیت فروش محصولات تولیدی بهار افشان

