

### کیت های هورمونی



کیت های تولیدی پیشتاز طب

کیت های تولیدی منوکیت

کیت های تولیدی ایده آل

کیت های وارداتی منوبایند

کیت های وارداتی آئسکو



کیت های تولیدی نوپان نگین پارسیان

کیت های تولیدی پادتن گستر ایثار (PGI)

کیت های تولیدی پیشگامان سنجش (PSI)

کیت های تولیدی پادتن علم

کیت های تولیدی دیازیست

### کیت های بیوشیمی



کیت های پارس آزمون

کیت های بایرکس

کیت های پادکو

کیت های Biomed

کیت های شرکت من



کیت های Oudit

کیت های Aptec

کیت های زیست شیمی

کیت های سران تشخیص (ST)

کیت های ریتون (RITON)



کیت های بیونیک

کیت های فیشر

کیت های دیازیم

کیت های درمان فرازکاو

کیت های دیالب

## یخچال آزمایشگاهی مهرآزما

یخچال مخصوص آزمایشگاهی مجهز به سیستم هوشمند اعلام دما و رطوبت (دیتالاگر) و سینی ریجنت مخصوص کیت

### سنسور دما ترموستات

این ترموستات دیجیتال برای اندازه گیری و کنترل دما یخچال آلپ می باشد و مهم ترین اهمیت آن این است که با محیط خیلی سرد کاملاً سازگاری داشته و در عملکرد خود اختلالی ندارد. این دستگاه مزیت های دیگری همچون هشدار آلام برای اندازه گیری دماهای بالاتر از حد مجاز، آلام خرابی سنسور، کلید بازگشت به تنظیمات کارخانه و کلید ریستوری را دارا می باشد.

ویژگی ها:

- حالت سرمایشی و گرمایشی قابل انتخاب
- قابلیت تنظیم حد بالا و پایین دمای، به منظور جلوگیری از ناسازگاری
- حفاظت از تاخیر کمپرسور
- قابلیت راه اندازی کمپرسور 220V-10A




### سیستم هوشمند دیتالاگر

- صفحه نمایشگر گرافیکی
- قابلیت نمایش دوسنسور دما و رطوبت
- بازه دمایی از ۴۵- الی ۸۰ درجه سانتی گراد
- حافظه داخلی برای حفظ داده ها به مدت ۱۰ سال
- هشدار به صورت پیامک و تماس در وضعیت حادثه دمای
- دارای باتری داخلی در صورت قطع برق به مدت ۵ ساعت
- قابلیت انتقال اطلاعات دمای به سه روش WiFi، Ram و سایت
- قابلیت پرسش دما از طریق پیامک و اطلاع از دما در هر زمان
- دارای نرم افزار اندرویدی و کامپیوتری در یخچال آزمایشگاهی

1 میزان دما داخل یخچال

2 میزان رطوبت داخل یخچال



### سینی مخصوص

این سینی های مخصوص به دلیل جنس پلکسی شفاف می توان آن را شستشو و ضد عفونی کرد. این سینی ها دارای ۲۱ شمار برای جایابی قفسه های می باشد. یک از بزرگترین مزیت وجود این سینی ها کمتر باز شدن درب یخچال می باشد که باعث یکسان ماندن دما و رطوبت داخل یخچال می شود.

1 محل قرارگیری ریجنت ها

2 محل قرارگیری استاندارد ها

3 محل قرارگیری سرم کنترل های اضافی و ...

4 محل قرارگیری محلول های داخل کیت



### آون (فور)



- آون ۲۵ لیتری با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند
- آون ۵۵ لیتری با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند
- آون ۸۵ لیتری با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند
- آون ۱۰۰ لیتری با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند

### اینکوباتور



- اتو (اینکوباتور) ۲۵ لیتری ۷۰ c با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / هوشمند
- اتو (اینکوباتور) ۵۵ لیتری ۷۰ c با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / هوشمند
- اتو (اینکوباتور) ۸۵ لیتری ۷۰ c با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / هوشمند
- اتو (اینکوباتور) ۱۰۰ لیتری ۷۰ c با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / هوشمند
- اتو (اینکوباتور) شیکردار ۵۵ لیتری ۷۰ c با دقت دهم درجه، با سیستم کنترلر دیجیتالی / هوشمند

### بن ماری



- بن ماری جوش ۶ خانه با سیستم کنترلر آنالوگ / با سیستم کنترلر دیجیتالی
- بن ماری جوش ۸ خانه با سیستم کنترلر آنالوگ / با سیستم کنترلر دیجیتالی
- بن ماری جوش دربدار با سیستم کنترلر آنالوگ / با سیستم کنترلر دیجیتالی
- بن ماری سرلوژی با دقت دهم درجه و سیستم سیرکولیشن و کنترلر دیجیتالی
- بن ماری شیکردار با دقت دهم درجه و سیستم کنترلر دیجیتالی

### روتاتور



- روتاتور خطی با سیستم کنترلر دیجیتالی
- روتاتور الاکلنگی با سیستم کنترلر دیجیتالی
- روتاتور V.D.R.L با سیستم کنترلر دیجیتالی
- روتاتور (شیکر ارلن بالن) با سیستم کنترلر دیجیتالی

## سانتریفیوژ

سانتریفیوژ میکروهما توکریت با سیستم کنترلر دیجیتالی

سانتریفیوژ ۸ شاخه یونیورسال با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ ۱۲ شاخه یونیورسال با هد ثابت و سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ ۱۶ شاخه یونیورسال با هد ثابت و سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ ۱۶ شاخه یونیورسال با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ ۱۶ شاخه با بکد بلند، هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ ۴ شاخه ۵۰ سی سی، با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند

سانتریفیوژ ۲۴ شاخه یونیورسال، با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند



## سروپیوژ

سروپیوژ ۱۸ شاخه، با هد ثابت و سیستم کنترلر دیجیتالی

سروپیوژ ۲۴ شاخه، با هد متحرک و سیستم کنترلر دیجیتالی / دیجیتالی هوشمند



## شیکر لوله

شیکر لوله یک زمانه (۱ حالت) با سیستم کنترلر آنالوگ

شیکر لوله دو زمانه (۲ حالت) با سیستم کنترلر آنالوگ



## هات پلیت

هات پلیت مدور به قطر ۱۶ CM با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی

هات پلیت مدور به قطر ۵/۲۱ CM با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی

هات پلیت مستطیل به قطر ۲۴\*۳۸ CM با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی



## همزن مغناطیسی

- همزن مغناطیسی بدون هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی
- همزن مغناطیسی دو خانه بدون هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی
- همزن مغناطیسی سه خانه بدون هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی
- همزن مغناطیسی با هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی
- همزن مغناطیسی دو خانه با هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی
- همزن مغناطیسی سه خانه با هات پلیت با سیستم کنترلر آنالوگ / دیجیتالی




## هود

- هود شیمیایی کوچک استاندارد فلزی ۸۰\*۵۴\*۱۸۰ CM / بزرگ استاندارد
- هود شیمیایی بزرگ استاندارد فلزی ۱۲۰\*۷۰\*۲۲۰ CM / بزرگ استاندارد
- هود شیمیایی چوبی عرض ۱۵۰ - عرض ۱۸۰
- هود لامینار کلاس II عرض ۹۰ - عرض ۱۰۰ - عرض ۱۱۰
- هود لامینار کلاس II عرض ۹۰

## متفرقه

- لوپ سوز
- میکسر هماتولوژی
- میز توزین ۹۰\*۹۰\*۸۰
- اتاقک P.C.R با درب دستی (Workstation) / با سیستم کنترلر دیجیتالی

### سرنگ ها و سرسوزن ها



سرنگ میبد ۲، ۵، ۲، ۵ و ۱۰ سی سی

سرنگ سها ۲، ۵ و ۱۰ سی سی

سرنگ انسولین سرخودا سی سی - G۳۰ و G۳۱

سرنگ انسولین سرخود ۰،۵ سی سی - G۳۱

سرنگ لوئراسلیپ بدون جعبه ۳ و ۵ سی سی

سرنگ ۵ سی سی لوئراسلیپ جعبه دار

سرنگ لوئراسلیپ ۱۰ و ۲۰ سی سی

سرنگ لوئرلاک جعبه دار ۳ و ۵ سی سی

سرنگ لوئرلاک بدون جعبه ۳ و ۵ سی سی

سرنگ لوئرلاک ۱۰ و ۲۰ سی سی

سرنگ خود تخریب ۵/۰ AD

سرسوزن G۱۸، G۲۰، G۲۱، G۲۲، G۲۳، G۲۵، G۲۹ و G۳۰

سرسوزن ونوجکت G۲۱، G۲۲

### متفرقه



استول باتل

اپلیکاتور

سواپ پنبه دار و سواپ داکرون

ظرف یورین ۲۴ ساعته

لیبل حرارتی کم چسب، چسب متوسط و پر چسب

اندیکاتور نواری فور و اتوکلاور

اندیکاتور ویالی فور و اتوکلاور

### سفتی باکس ها



سفتی باکس نیم

سفتی باکس ۱ و ۱،۵ و ۲ و ۳ و ۴

سفتی باکس ۵ و ۷ و ۹ و ۱۲

### انواع درب و لوله ها



لوله گاما کانتر ۱۲\*۷۵ مات و شفاف

لوله آزمایش ۱۲\*۱۰۰ مات و شفاف

لوله آزمایش ۱۳\*۱۰۰ مات و شفاف

لوله آزمایش ۱۳\*۷۵ مات و شفاف

لوله آزمایش ۱۶\*۱۰۰ مات و شفاف

لوله آزمایش درپیچدار ۱۲\*۶۵

لوله آزمایش درپیچدار ۱۲\*۹۲

درب لوله گاما قارچی ۱۲

درب لوله گاما پره دار ۱۲

درب لوله ۱۳\*۷۵ قارچی

درب لوله ۱۶\*۱۰۰

### لوله های با افزودنی و کیوم



لوله ونوجکت ۱۳\*۷۵ CBC K۲ (۲ml) و (۳ml)

لوله ونوجکت ۱۳\*۷۵ CBC K۳ (۲ml) و (۳ml)

لوله کلات ونوجکت ۱۳\*۷۵ (۴ml)

لوله کلات ونوجکت ۱۳\*۱۰۰ (۶ml)

لوله کلات ونوجکت ۱۶\*۱۰۰ (۹ml)

لوله ژل دار ونوجکت ۱۳\*۷۵ (۳,۵ml)

لوله ژل دار ونوجکت ۱۳\*۱۰۰ (۵ml)

لوله ژل دار ونوجکت ۱۶\*۱۰۰ (۹ml)

ونوجکت ۱,۸PT/PTT و ۲,۷PT/PTT لوله

لوله ESR ونوجکت ۱,۶ و ۱,۲۸ دستگاهی

لوله ESR ونوجکت دستی

لوله سدیم هیپارین ونوجکت

### لوله های با افزودنی بدون خلا



لوله اطفال CBC

لوله PT/PTT

لوله ESR و PT

لوله ۱,۸ طرح و کیوم PT

لوله ESR

لوله ساده CBC K۲

لوله طرح و کیوم CBC K۲

لوله ساده CBC K۳

لوله کلات ساده ۱۰۰\*۱۳ (۶ml)

لوله ژل دار ساده ۱۰۰\*۱۳ (۵ml)

لوله ژلدار ۸۶\*۱۲ و لوله ژلدار ۱۰۰\*۱۶

### یورین باتل ها



یورین باتل ۱۴۰ ml و ۱۹۰ ml شفاف استریل PS

یورین باتل ۱۹۰ ml مات استریل PP

یورین باتل ۱۴۰ ml و ۱۹۰ ml شفاف غیر استریل

یورین باتل ۱۶۰ ml و ۱۹۰ ml مات غیر استریل

### پودر های خوراکی



پودر دکستروز فویلی ۵۵ گرمی ساده و طعم دار

پودر دکستروز قوطی ۵۵ گرمی ساده و طعم دار

پودر دکستروز فویلی ۵/۸۲ گرمی ساده و طعم دار

پودر دکستروز قوطی ۵/۸۲ گرمی ساده و طعم دار

### نوک سمپلرها



نوک سمپلرزرد

نوک سمپلرآبی

نوک سمپلر سفید

نوک سمپلر کریستالی

نوک سمپلرزرد استریل فیلتر دار

نوک سمپلرآبی استریل فیلتر دار





### اسپکلوم ها



اسپکلوم پیچی متوسط صادراتی

اسپکلوم پیچی نولی پار

اسپکلوم دلفین متوسط

اسپکلوم دلفین کوچک

### میکروتیوپ ها

میکروتیوپ ۰٫۲ML ، ۰٫۵ML ، ۱٫۵ML ، ۲ML ، ۵ML

میکروتیوپ استریل ۰٫۲ML ، ۰٫۵ML ، ۱٫۵ML ، ۲ML ، ۵ML

### فالكون ها



فالكون تیوپ مدرج ۱۰ML ، ۱۵ML ، ۵۰ML

فالكون پایه دار مدرج ۵۰ML

فالكون تیوپ استریل ۱۰ML ، ۱۵ML

فالكون تیوپ مدرج ۵۰ ML استریل

فالكون تیوپ ۱۵ ML مشکی

### کاپ ها



کاپ اتوانالایزر آلفا سیکس ALPHA - CLASIC

کاپ اتوانالایزر هیتاچی HITACHI

کاپ اتوانالایزر BT-۳۰۰۰

کاپ اتوانالایزر سلکترا

کاپ اتوانالایزر ( نیم سی سی ) RA۱۰۰۰

کاپ اتوانالایزر ( ۴ پر ) RA۱۰۰۰

### پلیت ها



پتری دیش ۶ سانت و ۸ سانت استریل

پتری دیش ۸ سانت استریل دو خانه

پتری دیش ۸ سانت استریل سه خانه

پتری دیش ۱۰ سانت استریل

پتری دیش ۱۰ سانت استریل سه خانه



- عاملیت فروش محصولات تولیدی ظریف پلیمر با برند تجاری Bekr
- عاملیت فروش محصولات تولیدی کاریزمهر
- عاملیت فروش محصولات تولیدی فرازبین کیمیا
- عاملیت فروش محصولات تولیدی فرزانه آرمان
- عاملیت فروش محصولات تولیدی مادطب
- عاملیت فروش محصولات وارداتی شرکت فرتاش داد
- عاملیت فروش لوله های وکیوم و ساده وارداتی برند Kima
- عاملیت فروش لوله های وکیوم و ساده وارداتی برند Xinle
- عاملیت فروش محصولات تولیدی Bio Test
- عاملیت فروش نوار ادرارهای بهین پژوهان
- عاملیت فروش نوار ادرار وارداتی MN آلمان
- عاملیت فروش محیط کشت های وارداتی Conda اسپانیا
- عاملیت فروش محصولات تولیدی پارس طب
- عاملیت فروش محلول های شیمیایی تولیدی شیمی پژوهش آسیا
- عاملیت فروش محلول های شیمیایی تولیدی دکتر مجلی
- عاملیت فروش محلول های دستگاهی برند MNT
- عاملیت فروش محصولات وارداتی Radox
- عاملیت فروش سرنگ های میبد یاس
- عاملیت فروش محصولات تولیدی شرکت صبا
- عاملیت فروش پنل های مورفین حنان طب
- عاملیت فروش راپید تست های Vitrotec
- عاملیت فروش تروپونین وارداتی آلفا
- عاملیت فروش محلول های دستگاه کارتیوم از شرکت پریان طب
- عاملیت فروش کاغذهای حرارتی تولیدی رایان فرم
- عاملیت فروش کیت های تولیدی پیشتازطب
- عاملیت فروش کیت های تولیدی منوکیت
- عاملیت فروش کیت های تولیدی ایده آل
- عاملیت فروش کیت های وارداتی منوبایند، آئسکو، فیشرو دیازیم
- عاملیت فروش کیت های تولیدی نویان نگین پارسیان
- عاملیت فروش کیت های تولیدی پادتن گستر ایثار (PGI)
- عاملیت فروش کیت های تولیدی پیشگامان سنجش (PSI)
- عاملیت فروش کیت های تولیدی پادتن علم
- عاملیت فروش کیت های تولیدی دیازبست
- عاملیت فروش کیت های بیوشیمی پارس آزمون
- عاملیت فروش کیت های بیوشیمی بایرکس
- عاملیت فروش کیت های بیوشیمی پادکو
- عاملیت فروش کیت های بیوشیمی بایومد
- عاملیت فروش محصولات تولیدی شرکت من
- عاملیت فروش کیت های بیوشیمی اودیت
- عاملیت فروش کیت های بیوشیمی اپتک
- عاملیت فروش کیت های بیوشیمی زیست شیمی
- عاملیت فروش کیت های بیوشیمی سران تشخیص (ST)
- عاملیت فروش محصولات فراسامد
- عاملیت فروش کیت های بیوشیمی ریتون (RITON)
- عاملیت فروش کیت های بیوشیمی بیونیک
- عاملیت فروش محصولات تولیدی پادتن طب
- عاملیت فروش پودرهای دکستروز تولیدی دکستروز ایران
- عاملیت فروش محصولات تولیدی شرکت حیان
- عاملیت فروش سفتی باکس های تولیدی Bio Safe
- عاملیت فروش محصولات تولیدی بهار افشان



نمایندگی انحصاری محصولات تولیدی انیسان

نمایندگی انحصاری نوار ادرار آلمانی Combi Screen با نام تجاری آنالیتکون

نمایندگی انحصاری محصولات آزمایشگاهی و پزشکی تولیدی شرکت آوا در شرق کشور

نمایندگی انحصاری محصولات تولیدی دیازیست در خراسان جنوبی و خراسان شمالی

نمایندگی انحصاری محصولات تولیدی Roha در خراسان بزرگ



Roha



DiaZist

دیازیست



آوا

Combi  
Screen

آنالیتکون



شرکت صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان

انیسان



نمایی از انبار سازمان آزمایشگاهی مهرآزما



MonoKit

IDEAL TASHKIS

BIOMED



ZiestChen Diagnostics  
شرکت زیست شیمی



DiaZist

biorexfars  
تولید کننده تجهیزات تشخیصی و آزمایشگاهی



PGI

سامان



پادتن علم  
PADTAN ELM

DIAZYME

Pars Azmun  
شرکت پارس آزمن آسپدی تاسی

paadco

شرکت من  
Man Co.

Bionik

ST

HYPHEN BioMed  
A Company of Sysmex Group



بهار افشان



ماد ایمن طب  
MAD Engineering Services



PADTAN TEB CO.



برخی از عاملیت‌های فروش آزمایشگاهی