



یخچال هوشمند داروخانه‌ای مهرآزماب

یخچال آلپ مدل FIR450L
با شناسه ملی 2834210b27210001

در مراکز درمانی، داروخانه و بیمارستان‌ها استفاده از یخچال و فریزرها از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا نگهداری اغلب فرآورده‌های زیستی و همچنین اکثر داروها و مواد آزمایشگاهی نیاز به خنک‌سازی دارد. استفاده از یخچال‌های داروخانه‌ای به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد در تفاوت با یخچال‌های فروشگاه‌های اولویت‌های این مراکز می‌باشد. محیط کاملاً بهداشتی و مطمئن براساس رعایت دما و شرایط نگهداری ایزوله از پایه‌های این تفاوت است. این یخچال‌ها برای خنک کردن و یا نگهداری از نمونه‌ها برای مدت زمان مشخص استفاده می‌شوند. یخچال آلپ FIR450L شامل واحدهای برودتی جهت ذخیره سازی پلاسما، خون و سایر فرآورده‌های خونی، نگهداری واکسن‌ها، نمونه‌های آزمایشگاهی، دارویی، نمونه‌خون و دیگر تجهیزات می‌باشد. از ویژگی‌های اصلی یخچال آلپ می‌توان به موارد زیر به طور اختصار اشاره کرد:

یکسان بودن سیستم جابجایی هوا (سیرکولیشن)

اعلام تغییر دما و رطوبت یخچال
توسط سیستم هشدار دیتالاگر

قفل ایمنی برای استفاده تک کاربر

فلزی بودن قاب پایین یخچال برای شستشو

۲۱ شیر جهت جانمایی قفسه‌ها بدلیل متفاوت
بودن سایز داروها و کیت‌ها

نصب و راه‌اندازی رایگان در داخل استان

قابلیت استفاده ۱۵ کاربر و داشتن ۴ سنسور برای
دیتالاگر

سنسور دما برای قطع و وصل ترموستات



مزیت‌های رقابتی یخچال دارویی

۱. جلوگیری از یخ‌زدگی داروها به دلیل سیرکولیشن مناسب دما، حذف رطوبت.

۲. آلام اطلاع‌رسانی، پیامک و تماس با گوشی کاربر به جهت اطلاع‌رسانی از نوسانات دمایی یخچال.

۳. یخچال هوشمند داروخانه‌ای مهرآزماب بعد از قطع برق به وسیله تماس کاربر مطلع می‌کند.

۴. وجود محافظ برق و نوسانگیر در سیستم داخلی یخچال برای جلوگیری از سوختن دیتالاگر و کمپرسور.



محصولات امسیگ

ترموتر لیزری (89TC)
ترازو مکانیکی (68WM)
نبولایزر (97ZN)
ترازو دیجیتال (hcuot64 DB)
بالشت طبی (37LP)
ترازو دیجیتال (milS43 WG)
بالشت طبی (87LP)
ترازو دیجیتال (milS23 WG)
بالشت طبی (67LP)
ترازو دیجیتال (milS22 WP)
بالشتک پشت کمری (20FK)
ترازو دیجیتال (milS03 WG)
بالشتک پشت کمری (20FM)
فشارسنج مچی سریع بادوام (BW31)
تشک برقی دیجیتال (801PH)(601PH)
بالشتک پشت کمری (01FM)
بالشتک مموری فوم پشت گردنی (21FM)
بالشت طبی زیر نشیمن (41FM)(40FM)
کیسه آبگرم ساده و کاوردار
ماساژور بدن (011LM)(401LM)
ماساژور پا (333WF)
ترازو مکانیکی (48WM)

فشارسنج بازویی (oB02)
فشارسنج بازویی sulp (oB77)
فشارسنج بازویی sulp (oB37)
فشارسنج بازویی sulp (oB57) آداپتوردار
فشارسنج بازویی sulp (oB44) سخنگو-آداپتوردار
فشارسنج بازویی sulp (oB62) آداپتوردار
فشار سنج عقربه ای
به همراه گوشی پزشکی (پالم، رومیزی)
گوشی معاینه پزشکی (St112)
گوشی معاینه پزشکی (St110)
گوشی معاینه پزشکی (St83 plus)
دستگاه بخور صورت (61cF)
دستگاه بخور سرد و گرم (SU 494)
دستگاه بخور سرد (SU 424)
دستگاه بخور سرد (SU 424) baby
دستگاه بخور سرد (SU 224)
دستگاه بخور سرد (SU 444)
دستگاه بخور سرد (SU 244)
دستگاه بخور سرد (SU 804)
ترموتر دیجیتال (20fC)
ترموتر لیزری (59TC)
ترموتر لیزری (69TC)





مچ کف بند شست دار نیوپرنی (۲۱۰۱۸۱)
 مچ کف بند الاستیک (۲۱۰۱۹۰)
 آتل انگشت FREE (۲۱۰۰۱۰)
 اسپیلنت انگشت بلند (۲۱۰۲۲۱)
 باند تنیس آلبو نیوپرنی (۲۱۰۰۴۱)
 آرنج بند نیوپرنی (۲۱۰۰۳۱)
 آرنج بند الاستیک جفت FREE (۲۱۰۰۳۰)
 شانه بازوبند نیوپرنی (۲۱۰۰۵۱)
 شانه بازوبند الاستیک (۲۱۰۰۷۱)
 قوزبند کمربند آتل دار T.L.S.O (۲۱۰۰۸۱)
 قوزبند الاستیک صادراتی (۲۱۰۰۴۱)
 قوزبند الاستیک صادراتی پل دار (۲۱۰۰۴۵۱)
 قوز بند اداری (کلاویکال) (۲۴۰۳۳۱)
 قوز بند پل دار نیوپرنی (۲۱۰۰۶۱)
 کتف بند الاستیک دو طرفه (۲۱۰۰۲۱)
 کمربند کوتاه الاستیک صادراتی (۲۴۰۵۵۱)
 کمربند طبی سخت نیوپرنی (۱۹۰۰۱۲)
 کمربند طبی سخت نیوپرنی پددار (۱۱۴۰۱۲)
 کمربند طبی سخت صادراتی (۱۸۳۰۱۲)
 کمربند طبی سخت صادراتی پددار (۲۱۰۵۵۱)
 کمربند طبی سخت صادراتی ویژه (۱۶۴۰۱۲)
 کمربند طبی سخت الاستیک (۲۱۰۰۹۱)
 کمربند طبی سخت بلند O.S.L (۱۵۳۰۱۲)
 کمربند طبی نرم الاستیک (۱۳۳۰۱۲)
 کمربند کار (۱۸۴۰۱۲)
 کمربند محافظ لگن (۱۳۶۰۱۲)
 فتق بند دوطرفه FREE (۳۱۰۰۲۰)
 فتق بند یک طرفه (چپ و راست) (۳۱۰۰۱۰)

گردن بند طبی نرم پددار (۱۱۰۰۲۱)
 گردن بند طبی نیمه سخت (۱۱۰۰۷۱)
 گردن بند طبی سخت (۱۱۰۰۳۱)
 گردن بند طبی سخت چانه دار (۱۱۰۰۶۱)
 گردن بند فیلادلفیا (۱۳۰۰۴۱)
 گردن بند فیلادلفیا نای باز (۱۳۰۰۵۱)
 آویز دست شانه ای (۲۳۰۰۲۱)
 آویز دست شانه ای با بازوبند الحاقی (۲۳۰۰۳۱)
 آویز دست گردنی با بازوبند الحاقی (۲۳۰۰۴۱)
 آویز دست گردنی ۲ تکه (۲۳۰۰۵۱)
 آویز دست گردنی (۲۱۰۰۴۱)
 آویز دست ابداکشن (۲۳۰۰۴۰)
 شست بند آتل دار نیوپرنی (۲۱۰۲۱۱)
 شست بند آتل دار بلند نیوپرنی (۲۱۰۳۹۱)
 مچ شست بند آتل دار نیوپرنی دوطرفه (۲۱۰۲۶۱)
 مچ بند آتل دار نیوپرنی دوطرفه FREE (۲۱۰۲۷۰)
 مچ بند قابل تنظیم نیوپرنی انگشتی
 FREE (۲۱۰۱۸۰)
 مچ بند آتل دوطرفه ابری (۲۱۰۵۶۱)
 مچ شست بند آتل دار دوطرفه ابری (۲۱۰۲۷۱)
 مچ بند آتل دار ابری بلند
 (چپ و راست) (۲۱۱۵۳۱)
 مچ بند آتل دار الاستیک دوطرفه (۲۱۰۲۵۱)
 مچ بند آتل دار نیوپرنی (۲۱۱۲۰۱)
 مچ شست بند آتل دار نیوپرنی (۲۱۱۲۲۱)
 مچ بند نیوپرنی با استرپ FREE (۲۱۰۱۶۰)
 مچ بند قابل تنظیم الاستیک FREE (۲۱۰۲۰۰)
 مچ بند الاستیک FREE (۲۱۰۱۷۰)
 مچ کف بند شست دار الاستیک FREE (۲۱۰۲۸۰)





محصولات آدور

شکم بند لاغری نیوپرنی (۲۱۰۱۲۱)
 شکم بند لاغری الاستیک قابل تنظیم (۲۱۰۵۷۱)
 شکم بند تمام کش پل دار
 با کش ساپورت الحاقی (۲۱۰۳۱۱)
 شکم بند تمام کش سگک دار (۲۱۰۳۴۱)
 شکم بند قابل تنظیم بعد از زایمان (۲۱۰۳۷۱)
 شکم بند تمام کش قابل تنظیم صادراتی (۲۱۰۳۲۱)
 شکم بند صادراتی ویژه (۲۱۰۳۶۱)
 شکم بند بارداری طرح آمریکایی FREE (۲۱۰۱۱۰)
 شکم بند دوران بارداری فوقانی و تحتانی (۲۱۰۶۱۱)
 شکم بند موهری (۲۱۰۱۰۰)
 گرمکن کلیه پشمی (۲۱۰۱۳۱)
 گرمکن کلیه قابل تنظیم (۲۱۰۱۴۱)
 حمایت کننده قفسه سینه (۲۱۰۴۲۱)
 حمایت کننده قفسه سینه پس از جراحی (۲۱۰۵۱۱)
 حمایت کننده قفسه سینه
 پس از جراحی ویژه بانوان (۲۱۰۵۹۱)
 جوراب واریس کف دار بالای زانو
 FA/EERF (۳۱۰۰۵۵)
 جوراب واریس صادراتی کف دار بالای زانو
 (۳۱۰۳۲۱)/FA
 جوراب واریس کف دار زیر زانو
 (۳۱۰۰۵۴) DA/EERF
 جوراب واریس صادراتی کف دار زیر زانو
 (۳۱۰۳۳۱) DA
 جوراب واریس کف دار بالای ران
 AG/FREE (۳۱۰۰۵۶)
 جوراب واریس صادراتی کف دار بالای ران
 AG (۳۱۰۳۱۱)
 جوراب واریس بدون کف بالای زانو
 BF FREE (۳۱۰۰۵۲)
 جوراب واریس صادراتی بدون کف بالای زانو
 (۳۱۰۳۵۱) /BF
 جوراب واریس بدون کف زیر زانو
 (۱۵۰۰۱۳) DB/FREE
 جوراب واریس صادراتی بدون کف زیر زانو
 (۳۱۰۳۶۱) BD

جوراب واریس بدون کف بالای ران
 (۳۱۰۰۵۳)BG/FREE
 جوراب واریس صادراتی بدون کف بالای ران
 (۳۱۰۳۴۱)BG
 جوراب واریس ویژه بنکل AG (۳۱۰۴۴۱)
 زانوبند نیوپرنی با کشکک باز FREE (۳۱۰۱۵۰)
 زانوبند ایموبلایزر (۳۱۰۱۴۰)
 زانوبند نیوپرنی پددار (۱۰۰۱۳)
 زانوبند نیوپرنی ساده (۱۷۱۰۱۳)
 زانوبند قابل تنظیم ابری با کشکک بسته (۳۱۰۲۷۱)
 زانوبند قابل تنظیم ابری با کشکک باز (۳۱۰۲۸۱)
 زانو بند نیوپرنی ۴ فنره (۱۳۱۰۱۳)
 شکم بند لاغری الاستیک قابل تنظیم (۲۱۰۵۷۱)
 شکم بند تمام کش پل دار
 با کش ساپورت الحاقی (۲۱۰۳۱۱)
 شکم بند تمام کش سگک دار (۲۱۰۳۴۱)
 شکم بند قابل تنظیم بعد از زایمان (۲۱۰۳۷۱)
 شکم بند تمام کش قابل تنظیم صادراتی (۲۱۰۳۲۱)
 شکم بند صادراتی ویژه (۲۱۰۳۶۱)
 شکم بند بارداری طرح آمریکایی FREE (۲۱۰۱۱۰)
 شکم بند دوران بارداری فوقانی و تحتانی (۲۱۰۶۱۱)
 شکم بند موهری (۲۱۰۱۰۰)
 گرمکن کلیه پشمی (۲۱۰۱۳۱)
 گرمکن کلیه قابل تنظیم (۲۱۰۱۴۱)
 حمایت کننده قفسه سینه (۲۱۰۴۲۱)
 حمایت کننده قفسه سینه پس از جراحی (۲۱۰۵۱۱)
 حمایت کننده قفسه سینه
 پس از جراحی ویژه بانوان (۲۱۰۵۹۱)
 جوراب واریس کف دار بالای زانو
 FA/EERF (۳۱۰۰۵۵)
 جوراب واریس صادراتی کف دار بالای زانو
 (۳۱۰۳۲۱)/FA
 جوراب واریس کف دار زیر زانو
 (۳۱۰۰۵۴) DA/EERF
 جوراب واریس صادراتی کف دار زیر زانو
 (۳۱۰۳۳۱) DA
 جوراب واریس کف دار بالای ران
 AG/FREE (۳۱۰۰۵۶)
 جوراب واریس صادراتی کف دار بالای ران
 AG (۳۱۰۳۱۱)
 جوراب واریس بدون کف بالای زانو
 BF FREE (۳۱۰۰۵۲)
 جوراب واریس صادراتی بدون کف بالای زانو
 (۳۱۰۳۵۱) /BF
 جوراب واریس بدون کف زیر زانو
 (۱۵۰۰۱۳) DB/FREE
 جوراب واریس صادراتی بدون کف زیر زانو
 (۳۱۰۳۶۱) BD

ساق بند زانو الاستیک ژاکارد (۳۱۰۴۱۱)
 ساق بند زانو بند موهری الاستیک (۳۱۰۲۱۰)
 ساق بند زانو بند حوله ای الاستیک (۳۱۰۱۷۰)
 ساق بند زانو بند الاستیک صادراتی (۳۱۰۲۲۰)
 پد کشکک زانو نیوپرنی (۳۱۰۰۹۱)
 قوزک بند نیوپرنی فنردار با کش لیگامانی (۳۱۰۰۶۱)
 قوزک بند کف دار بلند با آتل پلی آمید (۳۱۰۰۵۰)
 قوزک بند نیوپرنی پشت باز (۳۱۰۱۰۱)
 قوزک بند نیوپرنی ساده با کش لیگامانی (۳۱۰۰۸۱)
 قوزک بند نیوپرنی فنردار جلو باز (۳۱۰۱۶۱)
 قوزک بند الاستیک با کش لیگامانی (۳۱۰۲۵۱)
 قوزک بند الاستیک (۳۱۰۰۷۰)
 پاشنه پوش (۳۴۰۲۲۰)
 هالوکس و الگوس نرم FREE (۳۴۰۳۰۰)
 بانداژ هالوکس سخت نیوپرنی (۳۴۰۳۰۱)
 هالوفیکس (۳۳۱۴۲۰)
 اسپلینت انگشت پا (۳۱۰۴۵۰)
 اسپلینت کششی دراپ فوت (۳۱۰۴۴۰)
 لانگشتی سیلیکونی (۳۴۰۱۷۱)
 پد خار پاشنه سیلیکونی (۳۴۰۲۶۱)
 کفی طبی سیلیکونی (۳۴۰۲۸)
 کفی طبی چرمی (۳۴۰۲۱۱)
 کفش زیر گچ (۶۰۸۵۰۱)
 پدمتا تارس (۳۱۰۰۳۰)
 چشم بند FREE (۱۴۰۰۶۰)
 چانه غبغب (۱۱۰۰۹۱)

جوراب واریس کف دار بالای ران (۳۱۰۰۵۶)AG/FREE
 جوراب واریس صادراتی کف دار بالای ران (۳۱۰۳۱۱)AG
 جوراب واریس بدون کف بالای زانو (۳۱۰۰۵۲)BF FREE
 جوراب واریس صادراتی بدون کف بالای زانو (۳۱۰۳۵۱) /BF
 جوراب واریس بدون کف زیر زانو (۱۵۰۰۱۳)DB/FREE
 جوراب واریس صادراتی بدون کف زیر زانو (۳۱۰۳۶۱)BD
 جوراب واریس بدون کف بالای ران (۳۱۰۰۵۳)BG/FREE
 جوراب واریس صادراتی بدون کف بالای ران (۳۱۰۳۴۱)BG
 زانوبند نیوپرنی با کشکک باز FREE (۳۱۰۱۵۰)
 زانوبند ایموبلایزر (۳۱۰۱۴۰)
 زانوبند نیوپرنی پددار (۱۰۲۰۱۳)
 زانوبند نیوپرنی ساده (۱۷۱۰۱۳)
 زانوبند قابل تنظیم ابری با کشکک بسته (۳۱۰۲۷۱)
 زانوبند قابل تنظیم ابری با کشکک باز (۳۱۰۲۸۱)
 زانو بند نیوپرنی ۴ فنره (۱۳۱۰۱۳)
 زانوبند پالمبو چپ و راست (۳۱۱۱۶۱)
 زانوبند پتلا نیوپرنی (۳۱۰۱۶۰)
 زانوبند نیوپرنی با کشکک بسته (۳۱۰۱۴۱)
 زانوبند با مفصل مدرج (۳۱۰۳۰۱)
 زانوبند سگک دار (۳۱۰۱۹۱)
 زانوبند پشمی (۳۱۰۲۴۰)





نمایندگی فروش محصولات آواپزشک



محصولات آوا

سرنگ 20CC لوئرلاک
سرنگ انسولین G30, 1CC (تکی-اتایی)
سرنگ انسولین G31, 1CC
سرنگ انسولین G31, 0.5CC
سرسوزن پزشکی
30G. 29G. 27G. 25G. 23G. 22G. 21G. 20G. 18G
لانست خونگیری
سرسوزن پن انسولین
سرسوزن مزوتراپی
اسکالپ سبز
سرنگ خودتخریب (AD)

سرنگ 3CC اسلیپ جعبه دار
سرنگ 3CC اسلیپ فله
سرنگ 3CC لوئرلاک جعبه دار
سرنگ 3CC لوئرلاک فله
سرنگ 5CC اسلیپ فله
سرنگ 5CC اسلیپ جعبه دار
سرنگ 5CC لوئرلاک جعبه دار
سرنگ 5CC لوئرلاک فله
سرنگ 10CC اسلیپ
سرنگ 10CC لوئرلاک
سرنگ 20CC لوئرلاک



نمایندگی فروش محصولات سه‌ها لال، مینا سرنگ و میبیدیز


میبیدیز



سرنگ و سرسوزن

سرنگ ۵۰ مینا
سرنگ گاواژ مینا
سرنگ انسولین سه‌ها
سرنگ انسولین حلما
سرنگ انسولین BD ۱/۵ و ۱
سرنگ انسولین آنالوگ
لانست ۲پر و ۴پر
سرسوزن پن انسولین ۴، ۵، ۶

سرنگ ۲ سه‌ها
سرنگ ۵ سه‌ها
سرنگ ۱۰ سه‌ها
سرنگ ۲/۵ مینا دوتکه و سه تکه
سرنگ ۵ مینا دوتکه و سه تکه
سرنگ ۱۰ مینا
سرنگ ۲۰ مینا





دستکش‌ها و ماسک‌ها

دستکش یکبار مصرف اطفال
دستکش یکبار مصرف فریزی
ماسک سه لایه پرستاری
ماسک N95
ماسک فیلتر بغل
شیلد صورت اطفال

دستکش لاتکس
دستکش وینیل
دستکش نیتریل
دستکش جراحی کم پودر و بدون پودر
دستکش نخ‌ی جعبه دار



چسب‌ها و پانسمان‌ها

چسب میخچه
چسب اتوکلادو
چسب ورزشی
چست لید
پانسمان آماده ۱۰×۱۰ / فارماپور
پانسمان آماده ۲۰×۱۰ / فارماپور
پانسمان آماده ۳۰×۱۰ / فارماپور
پانسمان ضدآب ۱۰×۱۰ / فارماپور
پانسمان ضدآب ۱۵×۱۰ / فارماپور
پانسمان ضدآب ۲۰×۱۰ / فارماپور
پانسمان ضدآب ۲۵×۱۰ / فارماپور
پانسمان ضدآب ۳۰×۱۰ / فارماپور
چسب آنژیوکت

چسب بخیه ۴*۷۶ فارما
چسب بخیه ۶*۱۰۰ فارما
چسب بخیه ۱۲*۱۰۰ فارما
3M چسب ضد حساسیت ۲/۵ و ۱/۲۵
3M چسب ضد حساسیت شیشه ای ۲/۵ و ۱/۲۵
چسب ضد حساسیت ۲/۵ و ۱/۲۵
چسب ضد حساسیت شیشه ای ۲/۵ و ۱/۲۵
چسب لکوپلاست ۲/۵
چسب لکوپلاست ۵
چسب کمر گرگ
چسب کمر
چسب زخم-پاندا
چسب حصیری (سانتی)





دستگاه‌ها و محلول‌ها

پالس اکسیمتر
ترازو دیجیتال بلوتوثی - MO
محلول ضد عفونی تک ۱۰۰ سی سی (در فیلپ تاپ)
متانول صنعتی ۴۵۰ سی سی
ژل لوبریکانت ۸۵ گرمی

فشارسنج دیجیتال بازویی
بتادین اسکراب
بتادین ۶۰-۲۵۰ لیتری
ژل سونوگرافی ۲۶۰ سی سی و ۱ لیتری
بخور گرم دوکاره-آنیساز

دستگاه‌ها و محلول‌ها

آبسلانگ
تیغ بیستوری
سوند معده
سوند نلاتون - سوند فولی
نخ کرومیک-نایلون-سیلک-سوپابن
کیسه ادرار صلیبی
کیسه ادرار دخترانه و پسرانه
شیت ادراری

ست سرم
میکروست
ست سرم دامی - سوپا
اسکالپ سبز، آبی، مشکی
هپارین لاک
آنژیوکت
آنژیوکت بی بران
سه راهی آنژیوکت

نوار و دستگاه قند خون

دستگاه قند خون کرسنس
نوار قند خون کرسنس

دستگاه قند خون آوان
نوار قند خون آوان

لیست متفرقه

روپوش زنانه و مردانه
صداگیر گوش
کلیه بند پشم شتر
زانوبند پشم شتر
Alterna-چسب پایه ۶۰میل انعطاف پذیر
Alterna-چسب پایه کانوکس

شانه شپش فلزی
تب سنج دیجیتالی
تب سنج حیوه‌ای
ترموتر دیواری چوبی
کفش زیرگچ
قطره چکان شیشه‌ای

تست‌های تشخیصی

پنل ۵ تستی اعتیاد
پنل ۱۰ تستی اعتیاد
تست مورفین
رپید تست Covid

تست بارداری خودکاری
تست بارداری کاستی
پنل ۳ تستی اعتیاد



F.T.E.CO.
NEW - SAFE

F.T.E.CO

شیلدچشمی کشدار
نازل اکسیژن
ماسک اکسیژن اطفال و بزرگسال
تورنیکت (گارو)
اریگاتور
اپلیکاتور کرم
اپلیکاتور قرص
پوار بینی

دمیار نوزاد
دمیار اطفال
دمیار بزرگسال
تقویم دارویی روزانه-هفتگی
قرص نصف کن
قطره چکان
پوار تنقیه



باند سوختگی
باند کنار یافت
پد چشمی
پد چشمی چسب دار
شیلد چشمی جعبه دار
شیت ادراری
پاس باند
سرژی فیکس سر
زیرانداز بیمار
ملحفه رولی پرفراژ

باند و گاز و پنبه

گاز استریل
گاز غیر استریل ۴۰ گرمی
گاز غیر استریل ۵۰۰ گرمی
گاز زالینه ۴۲ پدی
گاز زالینه تک برگی
باند کشی
باند فایبرگلاس
باند زیر گچ (ول باند)
باند گچی

ایرینگ الیافی پارچه ای
ایرینگ الیافی جعبه دار مخمل
ایرینگ الیافی مخمل
پشتی گردنی الیافی
وکیوم مردانه
وکیوم زنانه
بادکش ۱۲ و ۱۶ لیوانه
لیوان حجامت ۱۰۰ و ۱۲۵ سی سی
اسپیکلوم پیچی و دلفینی
آتل انگشت آلومینیومی

کالی سلامت

کیسه آبگرم کاوردار
کیسه آبگرم برقی
کیسه سرد و گرم ۸*۱۰ برزنتی
کیسه سرد و گرم ۱۱*۵۱ برزنتی
کیسه سرد و گرم ۵۱*۰۲ برزنتی
کیسه سرد و گرم ۵۱*۵۲ برزنتی
کیسه سرد و گرم ۵۱*۳۳ برزنتی
عینک ژله ای
کیف کمک های اولیه (کوچک و بزرگ)
جعبه کمک های اولیه



کالای توانبخشی

توالت فرنگی تمام پلاستیک دور بسته
قیف توال ت فرنگی
عصا زیر بغل
واکر ساده

توالت فرنگی تاشو
توالت فرنگی تاشو مبله
توالت فرنگی تمام پلاستیک دور باز

محصولات تزریقی

هپارین لاک
سه راهی آنژیوکت
ست تزریق خون
سر سوزن اسپینال

ست سرم
اسکالپ
آنژیوکت
میکروست

البسه بیمارستانی

پاپوش
کلاه آکاردئونی
رول ملحفه و رو بالشتی
زیر انداز بیمار

گان (جراح و بیمار)
شان
لباس بیمار

ملزومات بیمارستانی

یورین بگ
کیسه ادرار صلیبی
لوله تراشه ساده و کافدار
سوند نلاتون فولی و معده
ایروی
اریگاتور
آبسلانگ
تب سنج ساده و دیجیتال
شیت های ادراری

نخ جراحی
تیغ بیستوری
اسپکلوم پیچی و دلفینی
چست لید
ماسک اکسیژن
نازال اکسیژن
لوله ادرار
لگن زیر بیمار

ارتوپدی

انواع ساپورت های ارتوپدی
(گردنبند، زانوبند، کمربند، و...)
گردن بند فیلا دلفیا ساده و نای باز
آتل انگشت آلومینیومی

باند زیر گچ (ولباند) و باند گچی
باند فایبر گلاس ارتوپدی
انواع آتل های سنتتیک

محصولات استومی

چسب های پایه
متعلقات خانواده استومی

کیسه استومی (ایلئوستومی/کلوستومی/یروستومی)