

گروه تولیدی مهرآزماطب آسیا

Laboratory products of MehrnazmaTebAsia Company



KASRA TEB
کسری طب

کاتالوگ دستگاه‌های آزمایشگاهی



• یخچال آزمایشگاهی

- یخچال آپ FIR45-L شامل واحد های برودتی جهت ذخیره سازی پلاسمای خون و سایر فراورده های خون، نگهداری واکسن ها، نمونه های آزمایشگاهی دارویی، نمونه خون و دیگر تجهیزات و نمونه های آزمایشگاهی می باشد. از ویژگی های اصلی یخچال آپ می توان به موارد زیر به طور اختصار نام برد.

- قفل اینمی برای استفاده تک کاربر
- سنسور دما برای قطع و وصل ترمومترات
- فلزی بودن قاب پایین یخچال برای شستشو
- سینی مخصوص برای کمتر باز شدن درب یخچال
- یکسان بودن سیستم جابجایی هوای (سیرکولیشن)
- قابلیت استفاده ۱۵ کاربر و داشتن ۴ سنسور برای دیتالاگر
- اعلام تغییر دما رطوبت یخچال توسط سیستم هشدار دیتالاگر
- ۲۱ شیار جهت جانمایی قفسه ها بدلیل متفاوت بودن سایز داروها و کیت ها



• کلدانکوباتور بدون سیرکوله



- انبعاد داخلی (سانتی متر): W:43 D:33 H:42
- انبعاد خارجی (سانتی متر): D:39 H:70 W:70
- توان (W): 3:2
- فاز/آمپر(A): 700:1

- تولید در لیتراز ۵۵ لیتری
- مشخصات فنی
 - جنس محفظه داخلی استیل
 - رنگ بدنه الکترواستاتیک
 - مجهز به سیستم کنترل میکروپروسسور نرم افزاری PID
 - دقت اندازه گیری دمای دستگاه ۰-۱ درجه سانتیگراد
 - دقت کنترل دستگاه ۰-۰.۵ درجه سانتیگراد
 - مجهز به موئور کمپرسور مناسب با کمترین مصرف انرژی
 - دارای درب گلزی و شیشه ای
 - قابل تولید با آپشن های مختلف از جمله ریت مثبت و منفی
- تولید در لیتراز ۷۵ لیتری
- هشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده (programable)
- مجهز به ۹ سیکل قابل برنامه ریزی
- بازه دمایی از صفر الی ۸۵ درجه سانتیگراد
- مجهز به سیستم SETUP اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما
- مجهز به تایمر ۰-۱۰ ساعته (ماندگاری)

• انکوباتور سیرکوله دار



- انبعاد داخلی (سانتی متر): W:41 D:33 H:46
- انبعاد خارجی (سانتی متر): D:48 H:77 W:56
- توان (W): 2:2
- فاز/آمپر(A): 500:1

- تولید در لیتراز ۵۵ لیتری
- مشخصات فنی
 - جنس محفظه داخلی استیل
 - رنگ بدنه الکترواستاتیک
 - اسکلت بدنه پروفیل فابریک آهن با استقامت بسیار بالا
 - دارای درب گلزی و شیشه ای
 - دارای سیرکولاسیون اجباری با فن داخلی
 - مجهز به سیستم کنترل میکروکنترولر نرم افزاری PID
 - دقت اندازه گیری دمای دستگاه ۰-۱ درجه سانتیگراد
 - دقت کنترل دستگاه ۰-۰.۵ درجه سانتیگراد
 - مجهز به تایمر دیجیتال (ماندگاری)
 - بازه دمایی از صفر الی ۸۵ درجه سانتیگراد
 - مجهز به سیستم SET UP اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما
 - قابل تولید با آپشن های مختلف از جمله شب مثبت و منفی بازخ ثابت
- تولید در لیتراز ۷۵ لیتری
- هشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده
- مجهز به ۹ سیکل قابل برنامه ریزی (programable) (سفارشی)
- مجهز به سیستم SET UP اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما



- انبعاد داخلی (سانتی متر): W: 40 D:38 H:43
- انبعاد خارجی (سانتی متر): D:57 H:65 W:87
- توان (W): 1000:1
- فاز/آمپر(A): 4:4

• کلدانکوباتور سیرکوله دار

- تولید در لیتراز ۵۵ لیتری
- مشخصات فنی
 - جنس محفظه داخلی استیل
 - رنگ بدنه الکترواستاتیک
 - اسکلت بدنه پروفیل فابریک آهن با استقامت بسیار بالا
 - دارای گلزی و شیشه ای
 - دارای سیرکولاسیون اجباری با فن داخلی
 - مجهز به سیستم کنترل میکروکنترولر نرم افزاری PID
 - دقت اندازه گیری دمای دستگاه ۰-۱ درجه سانتیگراد
 - دقت کنترل دستگاه ۰-۰.۵ درجه سانتیگراد
 - مجهز به تایمر دیجیتال (ماندگاری)
 - بازه دمایی از صفر الی ۸۵ درجه سانتیگراد
 - قابل تولید با آپشن های مختلف از جمله شب مثبت و منفی بازخ ثابت
- تولید در لیتراز ۷۵ لیتری
- هشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده
- مجهز به ۹ سیکل قابل برنامه ریزی (programable) (سفارشی)
- مجهز به سیستم SET UP اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما



• ابعاد داخلی (سانتی متر): W:28 D:15 L:50
 • ابعاد خارجی (سانتی متر): L:45 H:65 W:43
 • توان(W): 2
 • فاز/آمپر(A): 8

• بن ماری بدون سیرکوله

- تولید در لیتراز ۱۵ لیتری

مشخصات فنی

- جنس محفظه داخلی استیل.
- رنگ بدنه الکترواستاتیک.
- مجهز به سیستم کنترل میکروپروسسور نرم افزاری PID.
- دقت اندازه گیری دمای دستگاه ۱،۰ درجه سانتیگراد.
- دقت کنترل دستگاه ۱/۵ درجه سانتیگراد.
- مجهز به تایمر ۰۰-۱۰۰ ساعته (ماندگاری).
- بازه دمایی از دمای محیط الی ۲۰-۰ درجه سانتیگراد.
- بازه دمایی از دمای محیط الی ۸۵-۰ درجه سانتیگراد.
- مجهز به در دوم شیشه ای

قابلیت تولید با آپشن های مختلف از جمله ریت مثبت و منفی

- مجهز به سیستم SET UP اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما
- مجهز به سیکل قابل برنامه ریزی (programable)



• ابعاد داخلی (سانتی متر): W:41 D:33 H:45
 • ابعاد خارجی (سانتی متر): D:55 H:75 W:56
 • توان(W): 500
 • فاز/آمپر(A): 2

• آون بدون سیرکوله

- تولید در لیتراز ۵۵ لیتری

مشخصات فنی

- جنس محفظه داخلی استیل.
- قابلیت تولید در حجم و ابعاد سفارشی
- رنگ بدنه الکترواستاتیک.
- مجهز به سیستم کنترل میکروپروسسور نرم افزاری PID
- دقت اندازه گیری دمای دستگاه ۱،۰ درجه سانتیگراد
- دقت کنترل دستگاه ۱-۵ درجه سانتیگراد
- بازه دمایی از دمای محیط الی ۸۵-۰ درجه سانتیگراد
- قابل تولید با آپشن های مختلف از جمله ریت مثبت و منفی
- تولید در لیتراز ۷۵-۱۱۰ لیتری
- هشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده
- مجهز به سیکل قابل برنامه ریزی (programable)
- مجهز به سیستم SET UP اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما
- مجهز به تایمر ۰۰-۱۰۰ ساعته (ماندگاری)
- مجهز به در دوم شیشه ای



W:43 D:32 H:41

• ابعاد داخلی (سانتی متر): D:39 H:52 W:70
 • ابعاد خارجی (سانتی متر): 500(W)
 • توان(W): 2
 • فاز/آمپر(A): 2

• انکوباتور بدون سیرکوله

- تولید در لیتراز ۵۵ لیتری

مشخصات فنی

- جنس محفظه داخلی استیل.
- قابلیت تولید در حجم و ابعاد سفارشی
- رنگ بدنه الکترواستاتیک.
- مجهز به سیستم کنترل میکروپروسسور نرم افزاری PID
- دقت اندازه گیری دمای دستگاه ۱،۰ درجه سانتیگراد
- دقت کنترل دستگاه ۱-۵ درجه سانتیگراد
- بازه دمایی از دمای محیط الی ۸۵-۰ درجه سانتیگراد
- قابل تولید با آپشن های مختلف از جمله ریت مثبت و منفی
- تولید در لیتراز ۷۵-۱۱۰-۲۵۰ لیتری
- هشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده
- مجهز به سیکل قابل برنامه ریزی (programable)
- مجهز به سیستم SET UP اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما
- مجهز به تایمر ۰۰-۱۰۰ ساعته (ماندگاری)
- مجهز به در دوم شیشه ای



• ابعاد داخلی (سانتی متر): W:40 D:32 H:45
 • ابعاد خارجی (سانتی متر): D:55 H:78 W:53
 • توان(W): 1
 • فاز/آمپر(A): 4

• آون سیرکوله دار

- تولید در لیتراز ۵۵ لیتری

مشخصات فنی

- جنس محفظه داخلی استیل.
- اسکلت بدنه پروفیل فابریک آهن با استقامات بسیار بالا
- رنگ بدنه الکترواستاتیک.
- دارای سیرکولاسیون اجباری با فن داخلی.
- مجهز به سیستم کنترل میکروپروسسور نرم افزاری PID
- دقت نمایش دمای دستگاه ۱-۰ درجه سانتیگراد
- دقت کنترل دستگاه ۱-۵ درجه سانتیگراد
- مجهز به فن سیرکولاسیون داخلی
- مجهز به تایمر دیجیتال (ماندگاری)
- بازه دمایی از دمای محیط الی ۲۰-۰ درجه سانتیگراد
- قابل ارتقا به ۴۰ درجه سانتیگراد
- مجهز به سیستم SET UP اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما
- قابل تولید با آپشن های مختلف از جمله ریت مثبت و منفی با نرخ ثابت
- تولید در لیتراز ۷۵-۱۱۰-۲۵۰ لیتری
- هشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده
- مجهز به سیکل قابل برنامه ریزی (programable)

• بن ماری سیرکوله دار

- تولید در عرض ۱۵ لیتری و سایر ابعاد سفارشی

مشخصات فنی



- جنس محفظه داخلی استیل

- رنگ بدنه الکترواستاتیک

- مجهز به سیستم کنترل میکروکنترولرنم افزاری PID

- دقت اندازه گیری دمای دستگاه ۰/۱ درجه سانتیگراد

- دقت کنترل دستگاه ۰/۷ درجه سانتیگراد

- بازه دمایی از دمای محیط الی ۸۵ درجه سانتیگراد

- مجهز به موتور پمپ مناسب جهت سیرکوله دار

- مجهز به سیستم SETUP اولیه برای تنظیم دقت و سرعت رسیدن به دما

- مجهز به تایمر دیجیتال (ماندگاری)

- قابل تولید با آشنی های مختلف از جمله شب مثبت و منفی با نرخ ثابت

- تولید در لیتر ۲۲-۸-۴ لیتری

- دارای هشداردهنده خروج از دمای تنظیم شده سفارشی

- مجهز به ۹ سیکل قابل برنامه ریزی (programable) سفارشی

• هود لامینار ۹۰ و ۱۲۸

- تولید در عرض های ۸۵-۱۲۹ سانتیمتری و ابعاد سفارشی

مشخصات فنی



- کف و دیواره های محفظه داخلی استیل

- جنس بدنه خارجی از ورق آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

- دارای فیلتر های پا راندمان ۹۷/۹۹٪

- فیلتر اگر است هپا با راندمان ۹۷/۹۹٪

- دارای پیش فیلتر ذرات ۶۷

- دارای فن ۲۰ ولت-۵۰ هرتز off/on دستگاه دیجیتالی از پانل جلو

- دارای لامپ UV جهت استریل در محیط مفید با کنترل دیجیتالی از پانل جلو

- مجهز به تایمر میکروکنترولر کارکرد فیلتر که پس از پایان طول کارکرد

- فیلتر در ابتدای هر بار روشن شدن دستگاه هم زمان با نمایش (پایان) بر روی نمایشگر به مدت ۳ ثانیه آلام میزند.

- مجهز به تایmer UV ON/OFF جهت اعلام زمان روشن شدن UV

- مجهز به تایمر میکروپروسسوری UV/ON/OFF جهت اعلام زمان خاموش شدن UV

- دارای چهار پایه از جنس پروفیل فابریک با پوشش رنگ الکترواستاتیک

• هود شیمی ۸۵

- تولید در عرض ۸۵ سانتیمتری

مشخصات فنی



- ابعاد داخلی (سانتی متر): W:85 D:60 H:95
- ابعاد خارجی (سانتی متر): D:70 W:85 H:195
- توان: 0/75:(W)
- فاز/آمپر(A): 3

- جنس بدنه از ورق فولاد
- اسکلت پایه پروفیل فابریک آهن
- رنگ پودری الکترو استاتیک
- رنگ محفظه داخلی دولایه: رنگ الکترو استاتیک همراه با اپوکسی ضد اسید
- مجهز به فن اگر است مناسب با دبی خروجی فضای داخلی هود
- دارای نازل و گاز با کنترل از پانل جلو
- دارای خروجی تخلیه فاضلاب
- جنس کف هود از استیل
- دارای شیشه متحرک تعادلی عمودی
- مجهز به نور فلورسنت با کنترل از پانل جلو
- مجهز به مکان قرارگیری لامپ UV با کنترل از پانل جلو
- قابل تولید در عرض های ۱۰۰-۱۲۰ سانتیمتری
- قابل پریز برق روی پانل جلو یا داخل محفظه به درخواست خریدار



• سانتریفیوژ

- موتور زیمنس آلمان

- دارای تایمر و نمایشگر دیجیتال

- قابلیت تنظیم سرعت تا ۴۰۰ دور در دقیقه و زمان تا ۹۹ دقیقه

- لوله های ۱۰*۱۰ و ۱۲*۱۰

۰۲۱ ۴۳۰۰۰۵۹

تهران، شهروردي شمالی، شهید قندی، نرسیده به تقاطع عربعلی، پلاک ۷۱

مشهد، هاشمی رفسنجانی ۳۴، هاشمی رفسنجانی/۳۴، چهارراه اول سمت چپ، بین علوفه (تقویه سابق) ۷ و تلفن: ۰۵۱-۳۶۱۵۹۰۰۰ / ۰۵۱-۳۱۵۵۹