

KASRA^{TEB}

زندگی مرکز پزشکی



مهرآزمایطب
MehrazmaTeb



تولیدکننده ملزومات مصرفی آزمایشگاهی و پزشکی



☎ ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۵۹

🌐 Mehrazmateb.com

شعبه مرکزی: تهران، اتوبان هاشمی نژاد (بعد از صالح آباد غربی) دهکده توحید، خیابان صنعتگران سوم، پلاک ۳۲

☎ ۰۵۱۳۱۵۵۹

📷 Mehrazmateb

شعبه مشهد: بلوار هاشمی رفسنجانی ۳۴، هاشمی رفسنجانی ۳۴/۱، بین علویه ۷ و ۹



محصولات نمایندگی‌ها Agents' Products

18 **نمایندگی سرنگ میبید یاس**
Representative of MAYBOD YAS Syringe

19 **نمایندگی کیت‌های آزمایشگاهی**
Representative of Laboratory Kits

20 **نمایندگی انستیتو پاستور**
Representative of PASTEUR INSTITUTE

21 **نمایندگی بهار افشان**
Representative of BAHARAFSHAN

22 **کیت‌های بیوشیمی**
Biochemistry Kits

23 **کیت‌های هورمونی**
Hormonal Kits

24 **کیت‌های سروزی**
Serology Kits

24 **نمایندگی انیسان**
Representative of ENISON

25 **کیت‌های هماتولوژی**
Hematology Kits

26 **لوازم پاتولوژی**
Pathology Equipment

27 **محیط کشت**
Cultivation Environment

28 **عاملیت‌ها و نمایندگی‌های فروش آزمایشگاهی**
Laboratory Agencies & Sales Representatives

مقدمه | Introduction | 4 - 7 **گروه تولیدی مهرآزماب آسیا** MEHRAZMATEB ASIA Production Group

Chapter One **تولیدات آزمایشگاهی کسری طب** KASRATEB Laboratory Products

8,9 **ظرف نمونه گیری ادرار**
Urine Bottle **KASRA TEB**

10 **ظرف ۲۴ ساعته**
Urine Tank . 24 h **KASRA TEB**

10 **قوطی استول**
Stool Bottle **KASRA TEB**

11 **پتری دیش**
Petri Dish **KASRA TEB**

12 **لوله آزمایشگاهی**
Test Tube **KASRA TEB**

13 **لوله CBC**
CBC Tube **KASRA TEB**

13 **لوله فالکون**
Falcon Tube **KASRA TEB**

14 **کاپ هیتاچی**
Hitachi Cup **KASRA TEB**

14 **کاپ بی.تی. ۳۰۰۰**
BT3000 Cup **KASRA TEB**


15 **سیفتی باکس**
Safety Box **KASRA TEB**

16,17 **دستکش**
Glove **KASRA TEB**

فهرست CONTENTS



SCAN ME




LABORATORY

گروه تولیدی مهرآزماب آسیا

گروه تولیدی مهرآزماب آسیا به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان لوازم مصرفی آزمایشگاهی و پزشکی، پس از گذشت ۳۰ سال فعالیت و ارائه خدمات و محصولات مهم و استراتژیک به بازار داخلی، هم‌اکنون بخش عظیمی از نیاز مشتریان در کشورهای همسایه را تحت پوشش قرار داده و کلیه لوازم مصرفی آزمایشگاهی و پزشکی با برند **کسری طب** را در اختیار مشتریان محترم این سازمان قرار می‌دهد.

در راستای تأمین بدون واسطه و ارائه بهترین قیمت، همواره پیشرو بازار ایران بوده و آماده خدمت‌رسانی به مشتریان عزیز می‌باشد.



مهرآزماب در کلام مدیریت

هدف اصلی **مهرآزماب** درخشش خورشید سلامتی در کشور عزیزمان ایران است، در پس این هدف مقدس همواره سعی‌مان فراهم ساختن آرامش خاطر از تأمین نیازهای مشتریان با بالاترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان بوده است.

در این سال‌ها رشد و حرکت به سوی بهتر شدن همواره دغدغه اصلی من بوده و اکنون نیز در راستای همان دغدغه همیشگی پس از کسب تجربیات متعدد پای به عرصه تولید ملزومات مصرفی آزمایشگاهی و پزشکی نهاده‌ایم که در کنار تأمین و توزیع محصولات آزمایشگاهی، پزشکی و مواد اولیه شیمیایی با تولید محصولات مصرفی آزمایشگاهی و پزشکی با برند **کسری طب** سعی در رفع کمبود ملزومات مصرفی آزمایشگاهی و پزشکی داریم.

در سال پیش‌رو افزایش صادرات محصولات **کسری طب** به کشورهای همسایه در کنار تنوع در تولید با کیفیت محصولات جدید از اهداف پیش‌روی ما می‌باشد.

باشد که نام ایران در جای‌جای کره زمین بدرخشد.

سازمان‌ها و واحدهای گروه تولیدی مهرآزماطب

- سازمان فروش آزمایشگاهی
- سازمان فروش پزشکی
- سازمان فروش شیمیایی
- واحد تولید و صادرات محصولات کسری طب
- واحد مارکتینگ
- واحد انبار و لجستیک
- واحد حسابداری و معاونت اجرایی
- واحد امور اداری و منابع انسانی
- واحد IT

سوابق گروه تولیدی مهرآزماطب

- ۳۰ سال فعالیت و ارائه خدمات و محصولات استراتژیک به بازار داخلی
- تأمین بدون واسطه و ارائه بهترین قیمت
- تأمین نیازهای بازار داخلی کشور و سایر کشورهای منطقه
- برند معتبر و شناخته شده در صنعت تولید و توزیع کالاهای آزمایشگاهی، پزشکی و مواد اولیه شیمیایی



چشم انداز

چشم انداز گروه تولیدی مهرآزماطب، تبدیل شدن به تولیدکننده، توزیع‌کننده و صادرکننده پیشگام در عرصه لوازم مصرفی و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، با تولید ملزومات مصرفی آزمایشگاهی و همچنین ملزومات مصرفی پزشکی با برند کسری طب می باشد. به طوری که نیاز کلیه مشتریان در سراسر ایران و همچنین منطقه، با بهترین کیفیت، مناسب ترین قیمت و ارائه بالاترین استاندارد خدمات و تحویل، برآورده گردد. تلاش همه پرسنل و مدیران سازمان‌های زیرمجموعه در گروه تولیدی مهرآزماطب، جلب اعتماد مشتریان و خدمت صادقانه به آنهاست.

- بیش از ۳۰ سال تجربه تولید و فروش تخصصی لوازم مصرفی و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
- اولین شرکت بازرگانی فعال در سه لاین تخصصی آزمایشگاهی، پزشکی و شیمیایی
- تولیدکننده لوازم پرمصرف آزمایشگاهی با برند کسری طب
- تولیدکننده انواع دستکش‌های معاینه و جراحی با برند کسری طب
- توزیع‌کننده لوازم پرمصرف آزمایشگاهی نظیر لام، لامل، نوک سمپلر و...
- دارای سبد کالایی مشخص و دیو بالا به واسطه داشتن انبارهای وسیع
- دارای ۲۰ نفر کارشناس فروش متخصص و متعهد در لاین آزمایشگاهی
- تضمین مرغوبیت کالاها بر مبنای اعتبارسنجی انتخاب تأمین‌کنندگان
- دارای برنامه نرم‌افزاری گرید یک ایران (راهکاران سیستم)
- ارائه کالا با نازلترین قیمت بازار به دلیل ارتباط با تأمین‌کنندگان اصلی کالاها
- بخش و توزیع به موقع و منظم توسط نیروهای متخصص سازمان
- ماشین‌های مستقر بخش و توزیع در سراسر استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی
- قرارداد با درگاه‌های مختلف توزیع جهت ارسال به موقع و رعایت زنجیره سرد برای تمامی استان‌های کشور
- دارای شرایط منعطف پرداخت برای مشتریان فعال و تمرکز بر جلب رضایت مشتری
- ارسال کالاهای یخچالی با زنجیره سرد تا درب آزمایشگاه
- دارای سیستم شماره‌گیری سریع جهت سرعت بخشیدن به پاسخگویی تلفن‌های ورودی و خروجی



سازمان فروش آزمایشگاهی

این سازمان که متشکل از کارشناسان و متخصصین مجرب می باشد، کار مشاوره، تامین و ارسال کلیه اقلام مصرفی آزمایشگاهی برای آزمایشگاه های سراسر کشور، به ویژه لوازم مصرفی آزمایشگاهی با برند **کسری طب** را به نحو شایسته انجام می دهد. محصولات تولیدی **مهرآزماب** با برند **کسری طب** شامل موارد زیر می باشد:

- بیورین باتل
- لوله ۲۴ ساعته
- لوله فالكون
- استول باتل
- کاپ هیتاچی و کاپ BT3000
- پتری دیش
- سیفتی باکس در اندازه های ۱،۵، ۲، ۳، ۵ و ۷ لیتری
- لوله آزمایشگاهی
- دستکش های معاینه و جراحی

این محصولات با کیفیت بالا و قیمت کف تولیدکننده در بازار عرضه می گردد، به طوری که تا به امروز رضایت کامل مشتریان عزیز را فراهم آورده است. همچنین با توجه به کیفیت بسیار بالا و قیمت مناسب محصولات **کسری طب**، زمینه بسیار مناسبی برای صادرات این محصولات به کشورهای همسایه و حتی اروپا فراهم شده است، و روز به روز بر حجم سفارشات برون مرزی این محصولات افزوده می شود.



کسری طب در یک نگاه

با افتخار، برند **کسری طب** را به شما معرفی می کنیم، یک نام برجسته در عرصه تولید و عرضه محصولات آزمایشگاهی و پزشکی در ایران و کشورهای همسایه. ما به عنوان پیشگامان در این صنعت به تأمین بهترین کیفیت و قیمت در بازار متعهدیم. اعتماد بی نظیر مشتریان به ما با توجه به تلاش مداوم برای بهبود محصولات و خدماتمان از افتخارات ما می باشد. همچنین تأمین سریع و همیشگی محصولات به مشتریان از ویژگی های برجسته برند ماست. سبد کالای گسترده ای که **کسری طب** ارائه می دهد، شامل تنوعی بی نظیر از محصولات مصرفی آزمایشگاهی و پزشکی است، که نیازهای گوناگون مشتریان را برطرف می کند. همچنین با گسترده بودن خدماتی که ارائه می دهیم، از جمله خدمات پس از فروش، مشاوره فنی و آموزش، به مشتریان کمک می کنیم تا تجربه خرید خود را به یک تجربه ارزشمند و رضایت بخش تبدیل کنند.





پلی پروپیلن PP	جنس ظرف
پلی اتیلن PE	جنس درب
قطر: ۴,۵cm / ارتفاع: ۷cm	اندازه لیوان
عدد ۵۰۰	تعداد در کارتن
طول: ۶۹cm / عرض: ۵۳cm / ارتفاع: ۴۸cm	ابعاد کارتن

90 ml
Sterile
Opaque

ظرف نمونه‌گیری ادرار



نیمه شفاف

90 ml
Sterile
Transparent

ظرف نمونه‌گیری ادرار



شفاف

پلی استایرن PS	جنس ظرف
پلی اتیلن PE	جنس درب
قطر: ۴,۵cm / ارتفاع: ۷cm	اندازه لیوان
عدد ۵۰۰	تعداد در کارتن
طول: ۶۹cm / عرض: ۵۳cm / ارتفاع: ۴۸cm	ابعاد کارتن

ظرف نمونه‌گیری ادرار ۶۰ میل. استریل

پلی استایرن PS	جنس ظرف
پلی اتیلن PE	جنس درب
قطر: ۴,۵cm / ارتفاع: ۶cm	اندازه لیوان
عدد ۷۰۰	تعداد در کارتن
طول: ۶۹cm / عرض: ۵۳cm / ارتفاع: ۴۸cm	ابعاد کارتن

60 ml
Sterile

ظرف نمونه‌گیری ادرار



شفاف

ظرف نمونه‌گیری ادرار ۶۰ میل . غیر استریل



KASRA^{TEB}

60 ml
NON
Sterile
PS اف



شف

جنس ظرف	پلی استایرن PS
جنس درب	پلی اتیلن PE
اندازه لیوان	قطر: ۴,۵cm . ارتفاع: ۶cm
تعداد در کارتن	۱۰۰۰ عدد
ابعاد کارتن	طول: ۶۹cm / عرض: ۵۳cm / ارتفاع: ۴۸cm

ظرف نمونه‌گیری ادرار ۹۰ میل . غیر استریل

جنس ظرف	پلی پروپیلن PP
جنس درب	پلی اتیلن PE
اندازه لیوان	قطر: ۴,۵cm . ارتفاع: ۷cm
تعداد در کارتن	۸۰۰ عدد
ابعاد کارتن	طول: ۶۹cm / عرض: ۵۳cm / ارتفاع: ۴۸cm

90 ml
NON
Sterile
Opaque

PP اف



نیمه شف

90 ml
NON
Sterile
Transparent
PS اف



شف

جنس ظرف	پلی استایرن PS
جنس درب	پلی اتیلن PE
اندازه لیوان	قطر: ۴,۵cm . ارتفاع: ۷cm
تعداد در کارتن	۸۰۰ عدد
ابعاد کارتن	طول: ۶۹cm / عرض: ۵۳cm / ارتفاع: ۴۸cm

ظرف ۲۴ ساعته



کسری طب

24h
Urine
Tank



جنس	پلی اتیلن PE
اندازه ظرف	طول: ۲۴,۵ سانتیمتر . عرض: ۱۲ سانتیمتر . ارتفاع: ۱۶ سانتیمتر
اندازه درب بزرگ	قطر: ۸ سانتیمتر . ارتفاع: ۱,۵ سانتیمتر
اندازه درب کوچک	قطر: ۱,۵ سانتیمتر . ارتفاع: ۱ سانتیمتر
حجم	۳ لیتر
رنگ بدنه	سفید
رنگ درب ها	بنفش
تعداد در بسته	۳۰ عدد

قوطی استول

Stool
Bottle
30ml



جنس قوطی	پلی اتیلن PE
اندازه قوطی	قطر: ۴,۵cm . ارتفاع: ۴cm
حجم	۳۰ML
تعداد در کارتن	۸۰۰ عدد
ابعاد کارتن	طول: ۶۰cm / عرض: ۴۶cm / ارتفاع: ۳۳cm

ظرف نمونه گیری

KASRA TEB®




KASRA^{TEB}

جنس ظرف	پلی استایرن PS
اندازه ظرف	قطر: ۶cm . ارتفاع: ۱,۲cm
تعداد در بسته	۱۰ عدد
تعداد در کارتن	۱۲۶ عدد (۱۲۶ بسته ۱۰ عددی)
ابعاد کارتن	طول: ۶۰cm / عرض: ۴۶cm / ارتفاع: ۳۳cm

6 cm

1 House

شفاف PS



پتری دیش ۸ سانت ۳.۲.۱ خانه

8 cm

1,2,3 Houses

شفاف PS




جنس ظرف	پلی استایرن PS
اندازه ظرف	قطر: ۸cm . ارتفاع: ۱,۲cm
تعداد در بسته	۹ عدد
تعداد در کارتن	۷۰۲ عدد (۷۸ بسته ۹ عددی)
ابعاد کارتن	طول: ۶۰cm / عرض: ۴۶cm / ارتفاع: ۳۳cm

پتری دیش ۱۰ سانت ۳.۱ خانه

10 cm

1,3 Houses

شفاف PS



جنس ظرف	پلی استایرن PS
اندازه ظرف	قطر: ۱۰cm . ارتفاع: ۱,۲cm
تعداد در بسته	۹ عدد
تعداد در کارتن	۵۰۴ عدد (۵۶ بسته ۹ عددی)
ابعاد کارتن	طول: ۶۰cm / عرض: ۴۶cm / ارتفاع: ۳۳cm

لوله آزمایشگاهی ۱۲x۷۵



لوله آزمایشگاهی

TEST
TUBE
12x75

شفاف PS



جنس لوله	پلی استایرن PS
اندازه لوله	قطر: ۱,۲ cm . ارتفاع: ۷,۵ cm
تعداد در بسته	۱۰۰۰ عدد
تعداد در کارتن	۶۰۰۰ عدد (۶ بسته ۱۰۰۰ عددی)
ابعاد کارتن	طول: ۶۰cm / عرض: ۴۶cm / ارتفاع: ۳۳cm

جنس لوله	پلی استایرن PS
اندازه لوله	قطر: ۱,۲ cm . ارتفاع: ۱۰ cm
تعداد در بسته	۵۰۰ عدد
تعداد در کارتن	۳۰۰۰ عدد (۶ بسته ۵۰۰ عددی)
ابعاد کارتن	طول: ۶۰cm / عرض: ۴۶cm / ارتفاع: ۳۳cm

TEST
TUBE
12x100

شفاف PS



لوله آزمایشگاهی ۱۲x۱۰۰

TEST
TUBE
16x100

شفاف PS



جنس لوله	پلی استایرن PS
اندازه لوله	قطر: ۱,۶ cm . ارتفاع: ۱۰ cm
تعداد در بسته	۵۰۰ عدد
تعداد در کارتن	۲۰۰۰ عدد (۴ بسته ۵۰۰ عددی)
ابعاد کارتن	طول: ۶۰cm / عرض: ۴۶cm / ارتفاع: ۳۳cm

لوله آزمایشگاهی ۱۶x۱۰۰



CBC
Tube




جنس لوله	پلی استایرن PS
جنس درب	پلی اتیلن PE
حجم	۲ML
تعداد در بسته	۵۰ عدد
تعداد در کارتن	۱۵۰۰ عدد (۳۰ بسته ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن	طول: ۶۰cm / عرض: ۴۶cm / ارتفاع: ۳۳cm

KASRA^{TEB}

لوله فالکون

جنس لوله	پلی استایرن PS
جنس درب	پلی اتیلن PE
حجم	۱۰, ۱۵, ۵۰ ml
تعداد در بسته	۱۰۰ عدد / ۱۵ml
تعداد در بسته	۵۰ عدد / ۵۰ml
ابعاد کارتن	طول: ۶۰cm / عرض: ۴۶cm / ارتفاع: ۳۳cm



50 ml



15 ml



10 ml

کاپ هیتاچی



کاپ دستگاه

Hitachi
Cup
3cc

شفاف PS



جنس بدنه	پلی استایرن PS
حجم	۳cc
تعداد در بسته	۱۰۰۰ عدد
تعداد در کارتن	۹۰۰۰ عدد (۹ بسته ۱۰۰۰ عددی)
ابعاد کارتن	طول: ۶۰cm / عرض: ۴۶cm / ارتفاع: ۳۳cm

KASRA^{TEB}

کسری طب

BT
3000
Cup

شفاف PS



کاپ بی تی ۳۰۰۰

جنس بدنه	پلی استایرن PS
حجم	۲cc
تعداد در بسته	۱۰۰۰ عدد
تعداد در کارتن	۱۴۰۰۰ عدد (۱۴ بسته ۱۰۰۰ عددی)
ابعاد کارتن	طول: ۶۰cm / عرض: ۴۶cm / ارتفاع: ۳۳cm



Sharp Container



جنس بدنه	پلی پروپیلن PP
جنس درب	پلی پروپیلن PP
رنگ بدنه	زرد
رنگ درب ها	قرمز
حجم	۱٫۵، ۲، ۳، ۵، ۷
اندازه ظرف ۱٫۵ لیتری	۱۴ x ۱۶
اندازه ظرف ۲ لیتری	۱۴ x ۲۰
اندازه ظرف ۳ لیتری	۱۸ x ۲۰
اندازه ظرف ۵ لیتری	۱۸ x ۳۱٫۵
اندازه ظرف ۷ لیتری	۲۵ x ۲۰

سایر ویژگی‌ها:

- قفل دو مرحله ای موقت و دائم فشاری برای درب
- قابل استفاده در آمبولانس و مراکز سیار
- بدنه انعطاف پذیر و مقاوم در برابر سوراخ شدن
- مقاوم در برابر اکثر اسید ها و مواد شیمیایی
- فاقد پلیسه و سوراخ
- عدم انتشار گازهای خطر ناکو آسیب رسان در هنگام سوزاندن

دستکش معاینه وینیل



Glove



VINYL

جنس	پلی وینیل کلراید
سایز دستکش	S, M, L, XL
ابعاد جعبه	طول: ۲۲ / عرض: ۱۱ / ارتفاع: ۷
تعداد در جعبه	۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن	۱۰ جعبه


دستکش معاینه لاتکس



LATEX

جنس	لاتکس طبیعی
سایز دستکش	XS, S, M, L
ابعاد جعبه	طول: ۲۲ / عرض: ۱۱ / ارتفاع: ۷
تعداد در جعبه	۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن	۱۰ جعبه

دستکش معاینه نیتریل مشکی



NITRILE

جنس	نیتریل
سایز دستکش	S, M, L
ابعاد جعبه	طول: ۲۲ / عرض: ۱۱ / ارتفاع: ۷
تعداد در جعبه	۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن	۱۰ جعبه

دستکش معاینه نیتریل آبی



NITRLE

نیتریل	جنس
S, M, L	سایز دستکش
طول: ۲۴ / عرض: ۱۲ / ارتفاع: ۴	ابعاد جعبه
۱۰۰ عدد	تعداد در جعبه
۲۰ جعبه	تعداد در کارتن





دستکش جراحی بدون پودر



SURGICAL

لاتکس طبیعی	جنس
۸,۵ - ۸ - ۷,۵ - ۷ - ۶,۵	سایز دستکش
طول: ۲۷ cm / ارتفاع: ۱۳ cm	ابعاد پاکت
یک جفت	تعداد در پاکت
۵۰ جفت	تعداد در جعبه
۴۰۰ جفت	تعداد در کارتن





نمایندگی سرنگ میبد یاس

Syringe 2.5
Three Pieces

سرنگ ۲،۵ سه تکه



Syringe 5
Three Pieces

سرنگ ۵ سه تکه



Syringe 10
Three Pieces

سرنگ ۱۰ سه تکه



Representative of MAYBOD YAS Syringe

انواع کیت‌های آزمایشگاهی

نماینده کیت‌های آزمایشگاهی

انواع کیت آزمایشگاهی با اهداف گوناگون تولید می‌شوند. این کیت‌ها شامل کیت‌های بیوشیمی، ژنتیک، هورمونی، میکروبیولوژی و همچنین در مسیر غربالگری و تشخیص بیماری‌ها و تعیین چگونگی روند درمان، در پروسه کشف، تولید و توسعه داروها و بررسی کاندیدهای بالقوه دارو و بسیاری از آزمایشات دیگر نقش بسزایی دارند.

Types of Laboratory Kits



نماینده پخش کیت‌های آزمایشگاهی

- پخش کیت‌های مصرفی با برندهای ادیت، زیست شیمی، ریتون، آریا مینا، اپتک، بایومد، دیازیم، مونوکیت، ایده آل، بیونیک، اتوبیو، پیش‌تازطب، PSI، دیازیبست، PGI، فیشر، سران تشخیص، GBC، Steellex، Human، CELLCO، ونتای
- نمایندگی انحصاری محصولات تولیدی انیسان
- نمایندگی انحصاری محصولات تولیدی دیازیبست در استان خراسان



- کیت‌های بیوشیمی
- کیت‌های هورمونی
- کیت‌های سرولوژی
- کیت‌های هماتولوژی

 Representative of Laboratory Kits



نمایندگی انستیتو پاستور

آنتی ژن رایت لوله‌ای



Wright Tube Antigen

آنتی ژن رایت سریع



Wright Rapid Antigen

آنتی ژن رزبنگال



Rose Bengal Antigen

آنتی ژن‌های ویدال



Widal Antigens


آنتی ژن رایت 2ME



Wright 2ME Antigen



Representative of PASTEUR INSTITUTE



آنتی سرم آکولای

Akolai
Antiserum



آنتی سرم کلرا

Cholera
Antiserum



آنتی سرم شیگلا

Shigella
Antiserum



معرفها

Reagents




کلور کلسیم

Calcium
Chloride



Representative of BAHARAFSHAN

برخی از برندهای کیت‌های بیوشیمی



کیت‌های بیوشیمی

- تست چربی
- تست الکترولیت
- تست بستر
- تست آنزیم‌ها
- تست پروتئین خاص
- تست سریع
- محلول‌های شوینده
- بخش ادرار
- آندوسکوپی

Biochemistry Kits



عاملیت‌های فروش

- کیت‌های دیازیم
- کیت‌های ادیت
- کیت‌های شرکت من



- تست تیروئید
- تست هیپاتیت
- تست بارداری
- تست تومور
- تست روماتولوژی
- تست غربالگری



Hormonal Kits



عاملیت‌های فروش

- کیت‌های پیش‌تازطب
- کیت‌های نوین نگین پارسیان
- کیت‌های پیشتاز ماست
- کیت‌های دیازیست
- کیت‌های پیشگامان سنجش
- کیت‌های ایده آل

- سی.آر.پی
- آر.اف
- آر.پی.آر
- آ.اس.او



برخی از برندهای کیت‌های سرولوژی






عاملیت‌های فروش

- کیت‌های انیسان

کیت‌های هماتولوژی

- آنتی‌ای
- آنتی‌بی
- آنتی‌دی
- آنتی‌هیومن
- باوین‌آلبومین
- چک‌سل
- خون‌کنترل



برخی از برندهای کیت‌های هماتولوژی



 Hematology Kits

برخی از برندهای لوازم پرمصرف پاتولوژی

لوازم پرمصرف پاتولوژی



- لام
- لام نیوبار
- لام یک سر مات
- لام یک سر رنگی صورتی
- لام یک سر رنگی سفید
- لام یک سر رنگی زرد
- لامل
- لامل سنگین
- تیغ میکروتوم
- تیشو کاست درب دار
- تیشو کاست بدون درب
- فولدر لام
- قلم الماس
- فایل بلوک
- پارافین جامد
- پارافین مایع





- محیط کشت خون
- محیط کشت ای.ام.بی
- محیط کشت مولر هینتون
- محیط کشت مکانکی
- محیط کشت هکتون آنتریک
- محیط کشت مانیتول سالت
- محیط کشت اوره
- محیط کشت بایل اسکولین
- محیط کشت سیم
- محیط کشت تی.اس.آی





مهرآزماطب
MehrazmaTeb



کسری طب



بهار افشان



انستیتو پاستور ایران
INSTITUT PASTEUR IRAN

شرکت من
Man Co.



AUDIT



ENISON



DIAZYME

ibresco



پیشفتاز طب

CITOGLAS®

CONDA

COVER
GLASS



ULab



DiaZist

LABTRON



IDEAL PAPER CO.
PP



mg

Lab Vision

CITOTEST®



IDEAL
TASHKIC



MS

عاملیت‌ها و نمایندگان فروش آزمایشگاهی

Laboratory Agencies & Sales Representatives