

BEST FLON



MehrazmaTeb


گروه تولیدی مهرآزمایب آسیا

۰۲۱۴۳۰۰۰۰۵۹

۰۵۱۳۱۵۵۹

شعبه مرکزی: تهران، سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی، ترسیده به تقاطع عربعلی، پلاک ۷۱

شعبه مشهد: بلوار هاشمی رفسنجانی ۳۴، هاشمی رفسنجانی ۱۳۴، بین علویه ۷ و ۹




نوع آزمایش	جنس لوله	سایز لوله (mm)	نوع افزودنی	حجم (mL)	
• سرولوژی	PET	۱۳ X ۷۵	فعال کننده انعقاد	۴	لوله های جمع آوری سرم
• بیوشیمی		۱۳ X ۱۰۰		۶	
• ایمونولوژی		۱۶ X ۱۰۰		۹	
• سرولوژی	PET	۱۳ X ۷۵	فعال کننده انعقاد + ژل	۳/۵	
• بیوشیمی		۱۳ X ۱۰۰		۵	
• ایمونولوژی		۱۶ X ۱۰۰		۸	
• سرولوژی	PET	۱۳ X ۷۵	فاقد افزودنی	۴	
• بیوشیمی		۱۳ X ۱۰۰		۶	
• ایمونولوژی		۱۶ X ۱۰۰		۹	
• علوم آزمایشگاهی	PET	۱۳ X ۷۵	ترومبین	۴	لوله های جمع آوری پلاسما
• سرولوژی		۱۳ X ۱۰۰		۶	
• ایمونولوژی		۱۶ X ۱۰۰		۹	
• ایمونولوژی	PET	۱۳ X ۷۵	EDTA K ₂	۲	
• هماتولوژی		۱۳ X ۷۵		۳	
• هماتولوژی		۱۳ X ۱۰۰		۶	
• ایمونولوژی	PET	۱۳ X ۷۵	EDTA K ₃	۲	
• هماتولوژی		۱۳ X ۷۵		۳	
• هماتولوژی		۱۳ X ۱۰۰		۶	
PT •	دو جداره	۱۳ X ۷۵	سدیم سیتрат	۱/۸	لوله های جمع آوری پلاسما
PTT •	PET	۱۳ X ۷۵	۳/۲٪	۲/۷	
ESR •	شیشه ای	۸ X ۱۲۰	سدیم سیترات ۳/۸٪	۱/۲۸	
		۸ X ۱۲۰		۱/۶	
		۸ X ۱۲۰		۲/۴	
• رتولوژی	PET	۱۳ X ۷۵	سدیم هپارین	۳	
• کاریوتایپینگ		۱۳ X ۱۰۰		۶	
• HLA					
• رتولوژی	PET	۱۳ X ۷۵	لیتیم هپارین	۳	لوله های PRP
• بیوشیمی		۱۳ X ۱۰۰		۶	
• گلوکز و لاکتات	PET	۱۳ X ۷۵	پتاسیم اگزالات / سدیم فلوراید	۳	
• تعیین گروه خونی	PET	۱۶ X ۱۰۰	ACD-A	۹	
DNA •					
HLA •					
• تغلیظ پلاکت	PET	۱۳ X ۷۵	فاقد افزودنی	۴	لوله های PRP
		۱۳ X ۱۰۰		۶	
		۱۶ X ۱۰۰		۹	
• جدایش و تغلیظ پلاکت	PET	۱۶ X ۱۰۰	ACD-A	۹	



نوع آزمایش	جنس لوله	سایز لوله (mm)	نوع افزودنی	حجم (mL)	لوله های جمع آوری سرم
• سرولوژی • بیوشیمی • ایمونولوژی	PET	۱۳ X ۷۵	فعال کننده انعقاد	۴	
		۱۳ X ۱۰۰		۶	
		۱۶ X ۱۰۰		۹	
• سرولوژی • بیوشیمی • ایمونولوژی	PET	۱۳ X ۷۵	فعال کننده انعقاد + ژل	۳/۵	
		۱۳ X ۱۰۰		۵	
		۱۶ X ۱۰۰		۸	
• سرولوژی • بیوشیمی • ایمونولوژی • علوم آزمایشگاهی	PET	۱۳ X ۷۵	فاقد افزودنی	۴	
		۱۳ X ۱۰۰		۶	
		۱۶ X ۱۰۰		۹	
• ایمونولوژی • هماتولوژی	PET	۱۳ X ۷۵	EDTA K _۲	۲	لوله های جمع آوری پلاسما
		۱۳ X ۷۵		۳	
		۱۳ X ۱۰۰		۶	
• ایمونولوژی • هماتولوژی	PET	۱۳ X ۷۵	EDTA K _۳	۲	
		۱۳ X ۷۵		۳	
		۱۳ X ۱۰۰		۶	
PT •	دو جداره	۱۳ X ۷۵	سدیم سیترات ۳٪	۱/۸	
PTT •	PET	۱۳ X ۷۵		۲/۷	



گروه تولیدی مهرآزماطب آسیا



زندگی من بخیر



MehrazmaTeb

گروه تولیدی مهرآزماطب آسیا

۰۲۱۴۳۰۰۰۰۵۹

۰۵۱۳۱۵۵۹



BEST
ALON